


EUROFLEX[®]

Arbeitsstuhl



Eurovema

INHALT

Einleitung	3
Montage	3
Anwenderinformationen	3
Sicherheitsvorschriften	3
Service/Garantie	4
Reinigung	4
Funktion	4
Einlagerung	4
Etikett	5
CE-Zeichen	5
Übersicht	6
Übersicht	7
Sitzneigung	8
Rückenlehne – Höhe Mehrfachlehne	9
Rückenlehne – Neigung/Mehrfachlehne	10
Rückenlehne – Sitztiefe	11
Armlehnen – Einstellungen	12
Parken/Bremsen	13
Fußstütze	14
Fußring	15
Drehung	15
Sitz – Zubehör	16
Bezüge	16
Coxit-Sitz	16
Laden der Akkus	17
Technische Daten	18

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte in erster Linie an das Hilfsmittelzentrum (Hjälpmedelscentralen).



Eurovema Mobility AB
Baldersvägen 38
SE-332 35 Gislaved
Sverige/Sweden/Schweden
Tel./Phone: +46.371.390.100

www.eurovema.se
info@eurovema.se

EINLEITUNG


Herzlichen Glückwunsch zur Wahl Ihres Arbeitsstuhls! Wir hoffen, dass Sie mit diesem Euroflex-Produkt von Eurovema, das im schwedischen Gislaved entwickelt und hergestellt wird, zufrieden sein werden. Der Arbeitsstuhl ist so konzipiert, dass er sehr hohen Ansprüche an Ergonomie, Sitzkomfort und Funktion erfüllt. Der Stuhl verfügt über eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten, um ihn ganz nach Bedarf anpassen zu können. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um das volle Potenzial Ihres Stuhls ausschöpfen zu können.

MONTAGE

- Öffnen Sie die Verpackung und stellen Sie sicher, dass keine Transportschäden entstanden sind.
- Der Arbeitsstuhl wird mit unmontierter Rückenlehne und herunterklappbaren Armlehnen geliefert!

Die Armlehnen sind mit Anschlagschrauben ausgestattet, die Rückenlehne verfügt über einen Endlagenanschlag, der bei der Montage und Demontage hineingedrückt werden muss, um zu verhindern, dass sich die Rückenlehne löst, wenn sie in ihre Endposition eingestellt wird.

- Passen Sie Armlehnen und die Rückenlehnen gemäß der Abbildung an und drehen Sie am Knopf (1).
- Bringen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben an (2).



ANWENDERINFORMATIONEN

- Der Arbeitsstuhl ist als medizintechnisches Produkt der Klasse 1 klassifiziert.
- Das Produkt ist für die Nutzung durch Personen bestimmt, die Hilfe beim Bewegen sowie bei der Ausübung sitzender Aktivitäten und Unterstützung beim Aufstehen vom Stuhl benötigen.
- Das Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen.
- Es sind keine Kontraindikationen bekannt.
- Max. Anwendergewicht: (80-140 kg) je nach Sitzsystem.
- Wenden Sie sich bei einer Anpassung an schwerere Anwender:innen an Eurovema.
- Lebenserwartung von zehn (10) Jahren, wenn das Produkt gemäß dieser Gebrauchsanweisung verwendet wird.



Dieses Symbol warnt vor Quetschgefahr und vor Situationen, in denen wir auf Risiken hinweisen.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Stuhl in Betrieb nehmen.
- Der Arbeitsstuhl ist für den Einsatz auf einer ebenen Fläche bei einem normalen Raumklima vorgesehen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Sitzwinkel des Stuhls manuell einstellen, da dies zu einem Sturz aus dem Stuhl führen kann.
- Werden Schäden oder Änderungen in der Funktion des Stuhls festgestellt, wenden Sie sich umgehend an den Dienstleister (Hilfsmittellieferanten).
- Wenn der Stuhl ausgiebig genutzt wird, sollte er regelmäßig von der Servicestelle überprüft werden.
- Achten Sie darauf, die Schrauben, Räder und Steuerungen nach dem Einstellen ordnungsgemäß anzuziehen.
- Wenden Sie sich an die Servicestelle, wenn sich Schrauben oder Teile vom Sitz des Arbeitsstuhls lösen oder abfallen, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Service, Wartung und andere technische Maßnahmen dürfen nur von Mitarbeitern durchgeführt werden, die entsprechend von Eurovema autorisiert sind.
- Für die Reparatur sollten nur Originalteile von Eurovema verwendet werden.
- Der Stuhl darf nur mit den von Eurovema zugelassenen Zubehörteilen oder Komponenten ausgestattet werden.
- Überschreiten Sie das angegebene max. Benutzergewicht nicht.
- Überprüfen Sie, ob die Anschlagsschrauben an den Armlehne und an der Lehnenhalterung montiert sind. Sie verhindern ein Lösen der Armlehne oder der Lehne, wenn sie in die Endposition gestellt werden. Stühle mit einer verstellbaren Sitzneigung müssen beim Hinsetzen auf den Stuhl oder beim Erheben vom Stuhl fixiert.

SERVICE/GARANTIE

Wenn der Arbeitsstuhl viel genutzt wird, wie zum Beispiel täglich, sollte einmal jährlich eine Überprüfung durch die Servicestelle erfolgen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Funktion und Sicherheit des Arbeitsstuhls während seiner gesamten Lebensdauer erhalten bleibt. Die erwartete Lebensdauer beträgt 10 Jahre, bei einer ordnungsgemäßen Verwendung des Produkts gemäß unseren Anweisungen und Wartungsintervallen. Wenn Service benötigt wird, wenden Sie sich bitte in erster Linie an das Hilfsmittelzentrum (Hjälpmiddelscentralen).

Wir gewähren eine 4-jährige Garantie auf die Metallstrukturen unserer Produkte sowie 2 Jahre auf die sonstigen Teile, mit Ausnahme der Polster, auf Räder und Batterien gewähren wir 1 Jahr Garantie, sofern nicht anders vereinbart. Normaler Verschleiß ist kein Garantiefall. Wir empfehlen unseren Kunden, das Produkt gemäß der Gebrauchsanweisung zu nutzen.

Bei einem Fehler oder für die Wartung des Produkts wenden Sie sich an die zuständige Werkstatt oder an Eurovema. Eurovema behält sich das Recht auf Änderungen an dieser Gebrauchsanweisung vor.

REINIGUNG

Wischen Sie die Oberflächen des Arbeitsstuhls mit einem leicht feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel, wie z. B. einem Geschirrspülmittel, ab. Der Stuhl muss während des Trocknungsvorgangs auf eine ebene Fläche gestellt werden. Die Polsterung des Sitzes kann mit den auf dem Markt erhältlichen Polsterreinigungsmitteln gereinigt werden. Der Sitzbezug kann bei 60° in der Maschine gewaschen werden. Das Chassis wird mit einem feuchten Tuch und milden Reinigungsmitteln wie beispielsweise Seifenlösung gereinigt.

FUNKTION

Werden lose Schrauben oder lockere Teile an einem Teil des Rollstuhls festgestellt, so sind diese unverzüglich zu beheben, da dadurch die Sicherheit beeinträchtigt werden kann. Wenden Sie sich an Ihr lokales Hilfsmittelzentrum oder den Hersteller, wenn Sie Hilfe benötigen oder Fragen haben. Achten Sie sorgfältig darauf, nach der Sitzeinstellung stets die Räder und Schrauben anzuziehen.



Wichtig! Das tägliche Laden des Akkus Batterie ist besonders wichtig bei Stuhlkonfigurationen mit elektrischer Bremse, elektrischer Sitzneigung und elektrischer Rückenlehnenneigung, um sicherzustellen, dass Sie stets sicher in das Produkt ein- und aussteigen können.

LAGERUNG


Der Arbeitsstuhl sollte in einer trockenen Umgebung bei Raumtemperatur gelagert werden. Setzen Sie ihn keiner großen Hitze, starken Kälte oder intensiven Sonneneinstrahlung aus. Metalloberflächen können bei Sonneneinstrahlung sehr heiß werden.

Bei starker Kälte sollte der Stuhl vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur akklimatisieren. Der Stuhl sollte zudem, wie im Abschnitt „Reinigung“ aufgeführt, weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten oder Chemikalien ausgesetzt werden.

ETIKETT

Auf dem Etikett des Arbeitsstuhls stehen alle wichtigen technischen Daten.

- 1) Produktbezeichnung
- 2) Artikelnummer
- 3) Seriennummer(UDI-PI)
- 4) Strichcode
- 5) Max. Anwendergewicht
- 6) Medizintechnisches Produkt
- 7) CE-Zeichen
- 8) Lesen Sie sich vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung durch
- 9) Herstellungsdatum
- 10) Name des Herstellers



CE-ZEICHEN






Das Produkt trägt das CE-Zeichen gemäß der Medizinprodukteverordnung des Europäischen Parlaments – MDR 2017/745. Das CE-Zeichen ist auf dem Typenschild vermerkt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen gemäß den Normen EN1335-1, -2, -3, EN60601-1 und EN60601-1-2.

ÜBERSICHT

- 1) Rückenlehne
- 2) Armlehnen
- 3) Sitz
- 4) Höhenverstellung des Sitzes, elektrisch
- 5) Höhenverstellung des Sitzes GAS





- a) Unter dem Sitz
- b) Unter den Armlehnen

- 6) Einstellung der Armlehnenbreite
- 7) Einstellung der Armlehnenhöhe
- 8) Einstellung der Rückenlehnenhöhe
- 9) Einstellung der Rückenlehnenneigung
- 10) Einstellung der Sitztiefe



ÜBERSICHT





- 1) Vorderräder
- 2) Fußring
- 3) Bremshebel zum Parken
- 4) Bremshebel zum Parken
- 5) Chassis Flexbase
- 6) Flexbase Wire zum Parken
- 7) Hinterräder gebremst
- 8) Bremshebel
- 9) Klemmhülse für den Antrieb
- 10) Antrieb Gas/elektrisch



SITZNEIGUNG

Der Winkel kann per elektrischer Neigung (1), Kurbel (2), gasregelter Neigung (3) oder ein Spannschloss (4) eingestellt werden.

- 1) Die elektrische Neigung wird über den Wippschalter gesteuert.
- 2) Mit der Kurbel lässt sich der Winkel des Sitzes anpassen, indem man am Knopf dreht.
- 3) Gasregelte Neigung. Der Regler zur Einstellung der Neigung befindet sich unter der Armlehne. Der Regler lässt sich mit Werkzeug von rechts nach links bewegen. Um den Winkel des Sitzes einzustellen, werden die Bedienelemente nach oben gedrückt (3a). Dann wird der gewünschte Winkel eingestellt und der Regler losgelassen.
- 4) Das Spannschloss wird mit einem festen Schlüssel (Maulbreite 17 mm) eingestellt.




RÜCKENLEHNE – HÖHE MEHRFACHLEHNE

An der Mehrfachlehne können Sie die Höhe der Rückenlehne sowohl mit einem Hebel als auch mit einer Stellschraube einstellen, um so den besten Komfort zu erhalten.


- 1) Lösen Sie den Hebel, indem Sie ihn $\frac{1}{2}$ Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
- 2) Stellen Sie die gewünschte Höhe an der Rückenlehne ein.
- 3) Arretieren Sie den Hebel, indem Sie ihn $\frac{1}{2}$ Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen.
- 4) Lösen Sie die Stellschraube für die Rückenlehnenenerhöhung an der Schiene.
- 5) Stellen Sie die gewünschte Höhe an der Rückenlehne ein.
- 6) Arretieren Sie die Stellschraube




4 & 6



EINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNENHÖHE
Einstellung der Rückenlehnenhöhe: Lösen Sie den Knopf. Stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Drehen Sie den Knopf.



Lösen Sie den Knopf/die Schraube (3). Stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Ziehen Sie den Knopf/die Schraube an.



RÜCKENLEHNE – NEIGUNG/MEHRFACHLEHNE


An der Mehrfachlehne können Sie den Rückenlehnenwinkel und die Neigung des Rückenlehnenpolsters auf zwei verschiedene Arten einstellen, um den besten Komfort zu erzielen.

Rückenlehnenneigung

- 1) Lösen Sie die Sicherheitsschraube und den Hebel, um den Rückenlehnenmechanismus nach vorn oder nach hinten zu neigen.
- 2) Stellen Sie die gewünschte Rückenlehnenneigung an der Rückenlehne ein.
- 3) Arretieren Sie die Sicherheitsschraube und den Hebel.


Rückenlehnenpolster

- 4) Lösen Sie den Hebel, indem Sie ihn $\frac{1}{2}$ Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
- 2) Stellen Sie die gewünschte Neigung des Rückenlehnenpolsters ein.
- 6) Arretieren Sie den Hebel, indem Sie ihn $\frac{1}{2}$ Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen.




EINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNENNEIGUNG

Lösen Sie den Knopf und die Stellschraube (1). Stellen Sie die gewünschte Neigung am Rückenlehnenmechanismus ein (2). Spannen Sie den Knopf und die Sicherheitsschraube. (3)







Lösen Sie den Knopf (4). Stellen Sie die gewünschte Neigung des Rückenlehnenpolsters (5) ein. Ziehen Sie den Knopf/die Schraube an (6).



RÜCKENLEHNE – SITZTIEFE

Stellen Sie die Sitztiefe mithilfe der Rückenlehne ein. Passen Sie die gewünschte Sitztiefe an, indem Sie die Rückenlehne vor- oder zurückbewegen. Die Feineinstellung der Sitztiefe kann auch über die Einstellung der Rückenlehnenneigung erfolgen.


- 1) Lösen Sie auf beiden Seiten die Arretierschraube/den Knopf unter der hinteren Kante des Sitzes
- 2) Drücken Sie den Rückenlehnenmechanismus auf die gewünschte Sitztiefe hinein bzw. ziehen Sie ihn heraus.
- 3) Ziehen Sie die Arretierschraube/den Knopf darunter an.
- 4) Zur Feineinstellung der Sitztiefe lösen Sie die Sicherheitsschraube und den Hebel für die Rückenlehnenneigung.
- 5) Verschieben Sie die Rückenlehnenneigung nach vorn bzw. nach hinten.
- 6) Stellen Sie danach die Neigung des Rückenlehnenpolsters ein. Verwenden Sie dazu den Hebel.
- 7) Ziehen Sie den Hebel und die Sicherheitsschraube in der gewünschten Rückenlehnenneigung an.



ARMLEHNEN – EINSTELLUNGEN


HÖHENEINSTELLUNG

Lösen Sie den Knopf (7) oder die Schraube (8) und stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Ziehen Sie den Knopf/die Schraube an.




HERUNTERKLAPPBARE ARMLEHNEN

Ziehen Sie den Hebel nach oben. Klappen Sie dann die Armlehne wieder zurück.



EINSTELLUNG DER ARMLEHNENBREITE

Lösen Sie den Knopf und stellen Sie die gewünschte Breite ein. Ziehen Sie den Knopf an.



PARKEN/BREMSEN

1) Bremse mit Bremshebel:

Bremsvorgang: Stellen Sie den Bremshebel nach vorn, bis er hörbar einrastet. Die Hinterräder werden arretiert. Freigeben der Bremse: Ziehen Sie den Bremshebel nach hinten, bis er hörbar einrastet. Die Hinterräder werden freigegeben. Der Bremshebel lässt sich einfach mit Werkzeug von rechts nach links bewegen. (Imbusschlüssel Nr. 5)

2) Seilzugbremse:

Die Bewegung der Seilzugbremse ist umgekehrt.

Bremsvorgang: Bewegen Sie den Hebel nach hinten. Die Hinter- oder Vorderräder blockieren.

Freigeben der Bremse: Bewegen Sie den Hebel nach vorn und der Stuhl ist ungebremst.

3) Fußbremse

Betätigen Sie den vorderen Teil des Bremspedals. Die Hinterräder werden arretiert.

Freigeben der Bremse: Betätigen Sie den hinteren Teil des Bremspedals.


Wenn Sie die Bremse anders herum konfiguriert werden soll, lassen sich die Gelenkbügel umgekehrt montieren. Dann bremsen Sie, indem Sie den hinteren Teil nach unten drücken, sodass die Hinterräder blockieren. Drücken Sie den vorderen Teil hinein, um die Bremsen wieder zu entriegeln.



VERLETZUNGSGEFAHR!


Hinweis Bremsen Sie den Stuhl immer ab, bevor Sie sich darauf zu und von ihm weg bewegen.

Achten Sie darauf, dass sich keine losen Matten o. Ä. unter den Rädern befinden, da dies die Bremsleistung beeinträchtigen kann.





FUSSSTÜTZE

Die Fußstütze ist in zwei Ausführungen erhältlich: Durchgängig (13) und geteilt (14). Optional erhältlich.




13

Einstellungen:
 15) Beinwinkel
 16) Höhe
 17) Aufwärtsneigung
 der Fußstütze




14

Einstellungen:
 18) Höhe
 19) Fußwinkel
 20) Hochklappen



FUSSRING

Der Fußring lässt sich hochklappen, um die Bewegung zu erleichtern.



6a

6b

DREHUNG

Beim Drehen müssen die Bremsen des Stuhls arretiert sein.


Bewegen Sie den Sicherungshebel nach unten (4), um den Stuhl zu arretieren.

Bewegen Sie den Sicherungshebel (4) nach oben, um die Bremse zu lösen.

Drücken Sie den Drehhebel (5) nach oben. Der Sitz lässt sich nun um 180 Grad drehen.

Der Sitz kann in fünf festen Positionen arretiert werden.

Bewegen Sie den Drehhebel nach unten, um ihn zu arretieren.




4

5

BEZÜGE


Unsere Bezüge für Sitz und Rückenlehne sind leicht abzuziehen und zu beziehen. Die Sitzbezüge sind mit einem Inkontinenzschutz ausgestattet.

Waschen Sie sie gemäß den Waschanweisungen, die auf der Innenseite der Bezüge angegeben sind.



COXIT-SITZ

Das Anheben und Senken des Coxit-Sitzes erfolgt individuell mit Stellrädern.



LADEN DES AKKUS

Um die volle Leistung des Akkus möglichst lange zu erhalten, ist es wichtig, dass er regelmäßig geladen wird. Meistens reicht es aus, den Akku 1-2-mal wöchentlich zu laden, vorzugsweise tagsüber, wenn der Stuhl nicht benutzt wird. Beenden Sie den Ladevorgang nicht vorzeitig. Bei einer langfristigen Lagerung sollte der Akku ca. einmal im Monat geladen werden, damit er nicht auf das kritische Niveau tiefenentladen wird, auf dem er vom Ladegerät nicht mehr aufgeladen werden kann.




Setzen Sie den Ladevorgang nicht über längere Zeit ohne Unterbrechung fort. Lassen Sie den Ladestecker (2) nach Beendigung des Ladevorgangs nicht in der Steckdose (1).



Wichtig Das tägliche Laden des Akkus Batterie ist besonders wichtig bei Stuhlkonfigurationen mit elektrischer Bremse, elektrischer Sitzneigung und elektrischer Rückenlehnenneigung, um sicherzustellen, dass Sie stets sicher in das Produkt ein- und aussteigen können.

- 1) Der Stuhl muss geladen werden, wenn die Diode (3) am Schaltkasten bei Nichtgebrauch dauerhaft leuchtet. (Die LED (3) leuchtet auf, wenn elektrische Funktionen genutzt werden.)
- 2) Schließen Sie den Ladestecker (2) am Ausgang (1) am Stuhl an. Die LED (4) auf der Vorderseite der Steckdose leuchtet grün.
- 3) Schließen Sie den Stecker des Ladegeräts (5) an die 220-V-Steckdose an. Die LED (4) auf der Vorderseite der Steckdose leuchtet rot auf.
- 4) Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED an der Vorderseite des Steckdosensteckers (4) grün.
- 5) Ziehen Sie zuerst den Netzstecker (5) und dann den Ladestecker (2) aus dem Ausgang (1).



TECHNISCHE DATEN Arbeitsstuhl

Arbeitsstuhl SitRite/Forma/Junior

Daten	Fakten
Klasse	Arbeitsstuhl – ISO 180903
Gewicht Elektrisch	31 kg
Gewicht Gas	23 kg
Anwendergewicht	80-140 kg je nach Sitzsystem
Akku	24 V

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN Arbeitsst

Bedingungen	Temperatur	Luftfeuchtigkeit	Luftdruck
Normale Nutzung	10 °C - 40 °C	10 % - 90 % RF	50 kPa - 106 kPa
Lagerung und Transport	-5 °C - 40 °C	10 % - 90 % RF	50 kPa - 106 kPa


TECHNISCHE DATEN Chassis

Daten	Fakten
Breite des Chassis	58/52 cm
Länge des Chassis	60/55 cm
Bremse	Am Chassis montiert/am Sitz montiert
Raddurchmesser	100 mm

TECHNISCHE DATEN Elektronik

Daten	Fakten
Eingangsspannung	100-240 VAC/50-60 Hz/max. 0,35 A
Stromverbrauch	1,0 A
Spannung	24 VDC
Schutz vor einem elektrischen Schlag	Gerät der Klasse 1
Schutzklasse	IPX0

Arbeitsstakt Intermittierender Betrieb MAX 2 Minuten EIN, 18 Minuten AUS



- Elektronik
- 1) Hauptgerät
 - 2) Schaltkasten
 - 3) Ausgang des Schaltkastens
 - 4) Ausgang des Antriebs
 - 5) Akku

TECHNISCHE DATEN Sitz

		40x40, 40x45, 45x45 45x50, 50x45, 50x50 cm
Sitzbreite (zwischen den Armlehnen)	38-56 cm	38-56 cm
Sitztiefe	40-59 cm	40-59 cm
Sitzhöhe, Gas (Höhe bis zur Sitzunterseite)*	37-52, 43-63 cm	37-52, 43-63 cm
Sitzhöhe, elektrisch (Höhe zur Sitzunterseite)*		37-55, 43-68 cm 37-55, 43-68 cm
Sitzneigung elektrisch, Gas, Kurbel und Spannschloss		-22° bis 15° -22° bis 15°
Rückenlehne, Höhe, verstellbar*	23-58, 37-62 cm	23-58, 37-62 cm
Rückenlehne, (Breite x Höhe)*	37x23, 37x48, 37x46 cm	37x43, 42x45, 47x47 cm
Rückenlehnenneigung	30°	30°
Bezug	Schwarz Atlantic	Schwarz
Atlantic Höhe der Armlehne, Verstellbar	0-26 cm	0-26 cm
Armlehnenplatte	30x8x6 cm	30x8x6 cm
Sitz Coxit (Breite x Tiefe)	45x45, 50x50 cm	45x45, 50x50 cm
Drehung*	180°, Arretierbar	180°, Arretierbar

* Basierend auf dem Modell

***Rückenlehne Classic, für beide Modelle geeignet.

Daten	SitRite Junior Fakten
Sitz (Breite x Tiefe)*	29x32, 32x36, 36x40, 36x45, 40x40,40x45 cm **32x36, 36x40, 40x40, 40x46 cm
Sitzbreite (zwischen den Armlehnen)	27-52 cm
Sitztiefe	32-45 cm
Sitzhöhe, Gas (Höhe bis zur Sitzunterseite)*	41-56, 48-68 cm
Sitzhöhe, elektrisch (Höhe bis zur Sitzunterseite)*	41-58, 45-70 cm
Sitzneigung, elektrisch und Gas	-20° bis 12°
Sitzneigung Kurbel und Spannschloss	-16 bis 20°
Rückenlehne, Höhe verstellbar*	37-54 cm
Rückenlehne, (Breite x Höhe)*	30x37, 37x43 cm ** 28x20, 32x20, 32x35, 28x33, 32x42 cm
Rückenlehnenneigung	30°
Bezug	Schwarz Atlantic
Armlehne, Höhe einstellbar	0-26 cm
Armlehnenplatte Kinder	25x8x3

* Basierend auf dem Modell

**ABC-Sitz-Rückenlehne

Eurovema