

MONTERINGSANVISNING

Fotring Basic





Fotringen monteras i chassit med medföljande skruvar. Fäll upp fotringen halvvägs och kontrollera att den inte faller tillbaka, den ska inte vara trög att fälla.



Prova att det går att fälla upp fotringen hela vägen. Kontrollera att fotringen sitter fast

Eurovema

Eurovema AB

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se