


EUROFLEX[®]

Arbeidsstoler



Eurovema

INNHOLDSFORTEGNELSE

Innledning	3
Montering	3
Brukerinformasjon	3
Sikkerhetsregler	3
Service/Garanti	4
Rengjøring	4
Funksjon	4
Oppbevaring	4
Etikett	5
CE-merking	5
Oversikt	6
Oversikt	7
Setetilt	8
Ryggstøtte – høyde multirygg	9
Ryggstøtte – vinkel/multirygg	10
Ryggstøtte – sittedybde	11
Armlener – innstillinger	12
Parkering/brems	13
Fotstøtte	14
Fotring	15
Rotasjon	15
Sete – tilbehør	16
Overtrekk	16
Coxitsete	16
Lading av batteri	17
Teknisk informasjon	18

Har du spørsmål eller behov for hjelp med produktet, ber vi deg i første omgang kontakte den lokale leverandøren (hjelpemiddelsentralen).



Eurovema Mobility AB

Baldersvägen 38

SE-332 35 Gislaved

Sverige

Tlf.: +46 371 390 100

www.eurovema.se


info@eurovema.se

INNLEDNING

Gratulerer med valget av arbeidsstol! Vi håper du blir fornøyd med dette Euroflex-produktet fra Eurovema, som er konstruert og produsert i Gislaved i Sverige. Arbeidsstolen er konstruert for å innfri svært høye krav til ergonomi, sittekomfort og funksjon. Stolen har en rekke justeringsmuligheter for å kunne tilpasses ethvert behov. Les bruksanvisningen nøye, slik at du får utnyttet alle mulighetene ved stolen.

MONTERING

- Åpne emballasjen og kontroller at det ikke har oppstått skader under transport.
- Arbeidsstolen leveres med ryggstøtten og justerbare armlener umonterte!
- Armlener er utstyrt med stoppskruer og ryggstøtten har en stoppeknott for endeposisjon som skal trykkes inn ved montering og demontering for å forhindre at de kan løsne ved justering til endeposisjonen.
- Monter armlenene og ryggstøtten som vist på bildet, og trekk til knottene (1).
- Monter medfølgende skruer (2).



BRUKERINFORMASJON

- Arbeidsstolen er klassifisert som et medisinteknisk produkt i klasse 1.
- Produktet er tiltenkt for bruk av personer som trenger hjelp til å forflytte seg, utføre sittende aktiviteter og som trenger hjelp til å reise seg fra stolen.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Det finnes ingen kjente kontraindikasjoner.
- Maks. brukervekt: (80–140 kg) avhengig av sittesystem.
- Ved tilpasning for tyngre brukere, kontakt Eurovema.
- Produktet har en forventet levetid på ti (10) år når det brukes i henhold til anvisningene i denne håndboken.



Dette symbolet benyttes for å varsle om klemrisiko og situasjoner der vi peker på risiko.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk.
- Arbeidsstolen er beregnet for bruk på plane underlag i et normalt inneklima.
- Vær forsiktig når du justerer den manuelle sittevinkelen mens du sitter i stolen, siden det kan medføre en risiko for å falle ut av stolen.
- Hvis det oppdages skader eller endringer i stolens funksjon, skal serviceinstansen (hjelpemiddelleverandøren) kontaktes umiddelbart.
- Hvis stolen brukes mye, bør den regelmessig leveres til serviceinstansen for kontroll.
- Vær nøye med å trekke til skruer, knotter og spaker ordentlig etter fullført justering.
- Pass på at ikke skruer eller deler på kontorstolsetet løsner og dermed utgjør en sikkerhetsrisiko. Kontakt i så fall serviceinstansen.
- Service, vedlikehold og andre tekniske tiltak skal bare utføres av personale som er autorisert av Eurovema.
- Kun originaldelene fra Eurovema skal brukes ved reparasjon.
- Stolen skal ikke utstyres med tilbehør eller komponenter som ikke er godkjent av Eurovema.
- Ikke overskrid angitt maks. brukervekt på stolen.
- Kontroller at stoppskruene er montert ved festet av armlenene og ryggstøtten. De forhindrer at armlener eller ryggstøtte kan løsne ved justering av endeposisjon.



Stol med regulerbar setetilt skal være i fastgjort stilling når man setter seg i eller reiser seg fra stolen.

SERVICE/GARANTI

Hvis arbeidsstolen brukes mye, dvs. hver dag, bør den leveres inn til service for kontroll én gang i året. Dette er for å kontrollere at funksjon og sikkerhet for setet på arbeidsstolen opprettholdes gjennom hele dens levetid. Forventet levetid er 10 år ved bruk i henhold til våre instruksjoner, vedlikeholdsintervaller og ved riktig bruk. Ved behov for service kontaktes i første omgang den lokale hjelpemiddelsentralen.

Vi gir 4 års garanti på metalledene av produktene våre og 2 års garanti på de øvrige delene, med unntak av trekk, hjul og batterier som har 1 års garanti, med mindre annet er avtalt. Normal slitasje er ikke grunnlag for godkjent garanti. Vi anbefaler kundene våre å bruke produktet i henhold til bruksanvisningen.

Ved feil eller behov for service på produktet ber vi deg kontakte et autorisert verksted eller Eurovema. Eurovema forbeholder seg retten til å endre denne håndboken.

RENGJØRING

Tørk av flatene på kontorstolen med en klut som er lett fuktet med et mildt oppvaskmiddel. Stolen skal stå på et plant underlag mens den tørker. Setetrekket kan rengjøres med et av tøyvaskemidlene som finnes på markedet. Overtrekk kan vaskes i maskin på 60°. Understellet rengjøres med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel, f.eks. en såpeløsning

FUNKSJON

Eventuelle løse skruer må trekkes til og slark i deler av stolen utbedres umiddelbart, da det kan påvirke sikkerheten. Kontakt din lokale hjelpemiddelsentral eller produsenten hvis du har spørsmål eller behov for hjelp. Vær påpasselig med å alltid trekke til knotter og skruer etter at setet er justert.



Viktig! Daglig lading av batteriet er spesielt viktig for stolvarianter med elektrisk brems, elektrisk setevinkling og elektrisk ryggvinkling, for å sikre at det alltid er mulig å komme seg i og ut av produktet på en trygg måte.


OPPBEVARING

Kontorstolen skal oppbevares i et tørt og romtemperert miljø. Unngå at stolen utsettes for høy varme, sterk kulde eller intensiv sol. Metallflater kan bli svært varme hvis de utsettes for solskinn. Ved sterk kjøling må stolen oppnå romtemperatur før bruk. Stolen skal heller ikke utsettes for vann, andre væsker eller kjemikalier utover de som er nevnt i avsnittet om rengjøring.

ETIKETT

Etiketten på kontorstolen inneholder all viktig teknisk informasjon.

- 1) Produktnavn
- 2) Artikkelnummer
- 3) Serienummer (UDI-PI)
- 4) Strekkode
- 5) Maks. brukervekt
- 6) Medisinteknisk produkt
- 7) CE-merking
- 8) Les håndboken før bruk
- 9) Produksjonsdato
- 10) Produsentens navn








CE-MERKING

Produktet er CE-merket i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning 2017/745 om medisinsk utstyr (MDR). Du finner CE-merket på etiketten. Produktet oppfyller kravene i standardene EN1335-1, -2, -3, EN60601-1 og EN60601-1-2.


OVERSIKT

- 1) Ryggstøtte
- 2) Armlene
- 3) Sete
- 4) Høydejustering av sete, EL
- 5) Høydejustering av sete,
GASS
 - a) Under sete
 - b) Under armlene
- 6) Breddejustering armlene
- 7) Høydejustering armlene
- 8) Høydejustering ryggstøtte
- 9) Justering av ryggvinkel
- 10) Justering av sittedybde



OVERSIKT





- 1) Forhjul
- 2) Fotring
- 3) Parkeringsbremsespak
- 4) Parkering fotbrems
- 5) Understell, Flexbase
- 6) Parkeringsbremsvaier, Flexbase
- 7) Bakhjul bremset
- 8) Bremsstang
- 9) Klemhylse for aktuator
- 10) Aktuator gass/strøm



SETEVINKLING

Vinkelen kan justeres hvis du har elektrisk vinkling (1), sveiv (2), gassregulering (3) eller strekkfisk (4).

- 1) Elektrisk vinkling gjøres med vippebryteren.
- 2) Med sveiven justerer du setevinkelen ved å vri på knotten.
- 3) Gassregulert vinkling. Hendelen for justering av vinkling er plassert under armlenet. Hendelen kan flyttes fra høyre til venstre side. Juster vinklingen av setet ved å trykke hendelen oppover (3a), justere inn ønsket vinkel og deretter slippe hendelen.
- 4) Strekkfisk reguleres med fastnøkkel (str. 17 mm).




RYGGSTØTTE – HØYDE MULTIRYGG

På multiryggen kan du justere høyden på ryggstøtten både ved hjelp av en spak og en justeringsskrue for best mulig komfort.


- 1) Løsne spaken ved å vri den en halv omdreining mot klokken.
- 2) Still inn ønsket høyde på ryggstøtten.
- 3) Lås spaken ved å vri den $\frac{1}{2}$ omdreining med klokken.
- 4) Løsne justeringsskruen for ryggheving på skinnen.
- 5) Still inn ønsket høyde på ryggstøtten.
- 6) Stram justeringsskruen til låst stilling




4 & 6



HØYDEINNSTILLING AV RYGGSTØTTE
Høydeinnstilling av ryggstøtte: Løsne hendelen. Still inn ønsket høyde. Vri hendelen.



Løsne knotten/skruen (3).
Still inn ønsket høyde. Trekk til knotten/skruen.



RYGGSTØTTE – VINKEL/MULTIRYGG


På multiryggen kan du justere ryggvinkelen og ryggputen hver for seg for å oppnå best mulig komfort.

Ryggvinkling

- 1) Løsne sikkerhetsskruen og spaken for å endre vinkel på hele ryggmekanismen forover eller bakover.
- 2) Still inn ønsket ryggvinkel på ryggstøtten.
- 3) Lås sikkerhetsskruen og spaken.

Ryggpute

- 4) Løsne spaken ved å vri den en halv omdreining mot klokken.
- 5) Still inn ønsket vinkel på ryggstøtteputen.
- 6) Lås spaken ved å vri den $\frac{1}{2}$ omdreining med klokken.



VINKELINNSTILLING AV RYGGEN


Løsne på hendelen og justeringsskruen

(1).




Still inn ønsket vinkel på ryggmekanismen

(2).

Stram til hendelen og sikkerhetsskruen. (3)






Løsne hendelen (4). Still inn ønsket vinkel på puten (5). Trekk til knotten/skruen (6).



RYGGSTØTTE – SITTEDYBDE

Justering av sittedybden gjøres ved hjelp av ryggstøtten. Still inn ønsket sittedybde ved å flytte ryggstøtten forover eller bakover. Finjustering av sittedybden kan også gjøres ved å justere ryggvinkelen.


- 1) Løsne låseskruen/-knotten under den bakre delen av setet
- 2) Skyv ryggmekanismen inn eller ut til ønsket sittedybde.
- 3) Trekk til låseskruen/-knotten på undersiden.
- 4) For finjustering av sittedybden, løsne sikkerhetsskruen og spaken for ryggvinkling.
- 5) Skyv vinkelen på ryggen forover eller bakover.
- 6) Juster deretter vinkelen på ryggputen ved hjelp av spaken.
- 7) Trekk til spaken og sikkerhetsskruen for ryggvinkling.



ARMLENER – INNSTILLINGER


HØYDEJUSTERING

Løsne knotten (7) eller skruen (8) og still inn ønsket høyde. Trekk til knotten/skrue.




JUSTERBARE ARMLENER

Dra hendelen oppover og vipp deretter armlenet bakover.



BREDDEJUSTERING, ARMLENER

Løsne knotten og still inn ønsket bredde. Trekk til knotten.



PARKERING/BREMS

1) Bremsespak:

Bremsing: Før bremsespaken forover til du merker et klikk. De bakre hjulene låses.

Frigjøring av brems: Før bremsespaken bakover til du merker et klikk. De bakre hjulene frigjøres. Bremsespaken kan enkelt flyttes fra høyre til venstre side med verktøy.

(Unbrakonøkkel nr. 5)

2) Vaierbrems:

Bevegelse av vaierbremsen er omvendt.

Bremsing: Før spaken bakover. De bakre eller fremre hjulene låses.

Frigjøring av brems: Dra spaken forover, og stolen er ubremset.

3) Fotbrems:

Trykk ned den fremre delen av bremsepedalen. De bakre hjulene låses.

Frigjøring av brems: Trykk ned den bakre delen av bremsepedalen.


Hvis omvendt bremsefunksjon ønskes, går det fint å montere koblingsbøylene bak-til-fram. Da bremses man ved å trykke ned den bakre delen av bremsepedalen slik at de bakre hjulene låses, og trykker på den fremre delen for å frigjøre bremsene.



SKADERISIKO!


OBS! Brems alltid stolen før forflytning til og fra den.

Pass på at det ikke ligger løse tepper eller lignende under hjulene, siden det kan redusere bremsefunksjonen.



FOTSTØTTE

Det finnes to varianter av fotstøtten: hel (13) og delt (14). Tilgjengelig som ekstrautstyr.





13

Innstillinger:

15) benvinkel

16) høyde

17) vinkel på fotplaten opp




14

Innstillinger:

18) høyde


19) fotvinkel

20) vipping opp




FOTRING

Fotringen kan felles opp for å gjøre stolen enklere å flytte.



6a



6b

ROTASJON


Ved rotering skal stolen være bremsset.

Før låsespaken nedover (4) for å bremse stolen.


Før låsespaken (4) oppover for å frigjøre bremsen.

Skyv roteringsspaken (5) oppover, setet kan nå roteres 180 grader. Setet kan låses i fem faste posisjoner.

Før roteringsspaken nedover for å låse i riktig posisjon.



4




5

OVERTREKK

Overtrekkene våre for både setet og ryggen er enkle å dra av og tre på.



Setetrekkene har inkontinensbeskyttelse.

Vaskes i henhold til vaskeanvisningene rødt innsiden av trekket.



COXITSETE

Heving og senking av coxitsete skjer enkeltvis med justeringsknotter.



LADING AV BATTERI

For å opprettholde batteriets fulle ytelse så lenge som mulig er det viktig at det lades regelmessig. Som oftest holder det å lade batteriet 1–2 ganger i uken, helst på dagtid når stolen ikke brukes.

Ladingen skal ikke avbrytes før den er fullført.

Ved langtidslagring bør batteriet lades ca. én gang hver 4. uke for å ikke tømme det til det kritiske nivået der laderen ikke lenger vil starte lading.





Ikke la ladingen stå på i lange perioder uten avbrudd.
Ikke la ladekontakten (2) sitte i uttaket (1) etter avsluttet lading.



Viktig! Daglig lading av batteriet er spesielt viktig for stolvarianter med elektrisk brems, elektrisk setevinkling og elektrisk ryggvinkling, for å sikre at det alltid er mulig å komme seg i og ut av produktet på en trygg måte.

- 1) Stolen må lades når dioden (3) på betjeningsboksen lyser kontinuerlig når stolen ikke er i bruk. (Dioden (3) lyser når justering av elektriske funksjoner pågår.)
- 2) Koble ladekontakten (2) til uttaket (1) på stolen. Dioden (4) foran på veggstøpselet lyser grønt.
- 3) Koble laderens veggstøpsel (5) til en 220 V veggkontakt. Dioden (4) foran på veggstøpselet begynner å lyse rødt.
- 4) Når ladingen er ferdig, lyser dioden foran på veggstøpselet (4) grønt.
- 5) Ta først ut veggstøpselet (5) og deretter ladekontakten (2) fra uttaket (1).



TEKNISK INFORMASJON Arbeidsstol

Arbeidsstol SitRite/Forma/Junior

Data	Fakta
Klasse	Arbeidsstol – ISO 180903
Vekt, elektrisk	31 kg
Vekt, gassdrevet	23 kg
Brukervekt	80–140 kg, avhengig av sittesystem
Batteri	24 V

MILJØFORHOLD Arbeidsstol

Forhold	Temperatur	Fuktighet	Lufttrykk
Normal bruk	10–40 °C	10–90 % RH	50–106 kPa
Oppbevaring og transport	–5–40 °C	10–90 % RH	50–

TEKNISK INFORMASJON Understell


Flexbase

Data	Fakta
Understellsbredde	58/52 cm
Understellslengde	60/55 cm
Brems	Understellsmontert/setemontert
Hjuldiameter	100 mm

TEKNISK INFORMASJON Elektronikk

Flexbase

Data	Fakta
Inngangsspenning	100–240 VAC / 50–60 Hz / maks. 0,35 A
Strømforbruk	1,0 A
Spennings	24 VDC
Elektrisk støtbeskyttelse	Class 1 Equipment
Kapslingsklassifisering	IPX0
Arbeidssyklus	Periodisk drift MAKS. 2 minutter PÅ, 18 minutter AV



Elektronikk

- 1) Hovedenhet
- 2) Betjeningsboks
- 3) Betjeningsboksens uttak
- 4) Aktuatoruttak
- 5) Batteri

		40x40, 40x45, 45x45 45x50, 50x45, 50x50 cm
Sittebredde (mellom armlenene)	38–56 cm	38–56 cm
Sittedybde	40–59 cm	40–59 cm
Setehøyde, gassdrevet (høyde til setets underside)*		37–52, 43–63 cm 37–52,
43–63 cm Setehøyde, elektrisk (høyde til setets underside)*		37–55, 43–68 cm 37–55,
43–68 cm		
Setetilt elektrisk, gass, sveiv og strekkfisk	–22° til 15°	–22° til 15°
Ryggstøtte, høyde, justerbar*	23–58, 37–62 cm	23–58, 37–62 cm
Rygg (bredde x høyde)*	37x23, 37x48, 37x46 cm	37x43, 42x45, 47x47 cm
Ryggvinkling	30°	30°
Trekk	Svart Atlantic	Svart Atlantic
Armlenehøyde, justerbar	0–26 cm	0–26 cm
Armleneplate	30x8x6 cm	30x8x6 cm
Sete, coxit (bredde x dybde)	45x45, 50x50 cm	45x45,
50x50 cm Rotasjon*	180°, Låsbar	180°, Låsbar

* Avhengig av modell

***Classic rygg, passer begge modeller.

	SitRite Junior
Data	Fakta
Sete (bredde x dybde)*	29x32, 32x36, 36x40, 36x45, 40x40, 40x45 cm ** 32x36, 36x40, 40x40, 40x46 cm
Sittebredde (mellom armlenene)	27–52 cm
Sittedybde	32–45 cm
Sittehøyde, gassdrevet (høyde til setets underside)*	41–56, 48–68 cm
Sittehøyde, elektrisk (høyde til setets underside)*	41–58, 45–70 cm
Setetilt, strøm- og gassdrevet	–20° til 12°
Setetilt, sveiv og strekkfisk	–16 til 20°
Ryggstøtte, justerbar høyde*	37–54 cm
Rygg (bredde x høyde)	30x37, 37x43 cm ** 28x20, 32x20, 32x35, 28x33, 32x42 cm
Ryggvinkling	30°
Trekk	Svart Atlantic
Armlene, justerbar høyde	0–26 cm
Armleneplate, barn	25x8x3

* Avhengig av modell

**ABC-sete/-rygg

Eurovema