

Bruksanvisning Svenska

EUROFLEX[®]

Arbetsstol Basic



Eurovema

Innehåll

INLEDNING	3
KONTAKTUPPGIFTER	3
AVSEDD ANVÄNDNING.....	3
SERVICE OCH GARANTI.....	3
MONTERING VID LEVERANS	4
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	4
SYMBOLFÖRTECKNING	5
VARNING	6
RAPPORTERING AV OLYCKOR ELLER TILLBUD	7
RENGÖRING.....	7
FÖRVARING	7
ETIKETT	8
ÖVERSIKT MÄRKNING	9
ÖVERSIKT STOLSEDELAR.....	10
ÖVERSIKT CHASSI	11
RYGGSTÖD HÖJDJUSTERING	12
RYGGSTÖD VINKEL, MANUELL	13
RYGGSTÖD VINKEL, EL.....	14
RYGGSTÖD SITTDJUP	15
SITSVINKLING, MANUELL.....	16
SITSVINKLING, GAS OCH EL	17
ARMSTÖD, FASTA	18
ARMSTÖD, FÄLLBARA.....	19
SITTHÖJD, GAS OCH EL	20
FOTPLATTA	21
DELADE BENSTÖD.....	22
BROMSSPAK	23
BROMSSPAK, JUSTERING OCH BYTE AV SIDA	24
LADDARENS INDIKERINGAR.....	25
ELEKTRONIK.....	26
TEKNISK INFORMATION ELEKTRONIK.....	26
TEKNISK DATA BATTERI	26
BATTERIBYTE	26
TEKNISK INFORMATION SITTSYSTEM	27
TEKNISK INFORMATION CHASSI	27
TEKNISK INFORMATION	27
DESTRUKTION.....	28

INLEDNING

Vi gratulerar till ert val av arbetsstol! Vi hoppas ni kommer att bli nöjd med denna Euroflex produkt från Eurovema, som är konstruerad och tillverkad i Gislaved, Sverige. Arbetsstolen är konstruerad för att tillgodose mycket höga krav på ergonomi, sittkomfort och funktion. Stolen har flera olika inställningsmöjligheter för att kunna anpassas efter varje behov. Läs igenom bruksanvisningen noga för att kunna tillgodogöra er stolens alla möjligheter. Eurovema förbehåller sig rätten till ändringar i denna manual och dess innehåll.

KONTAKTUPPGIFTER

Tillverkare 

Eurovema Mobility AB

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved Sverige

Telefon 0371 390 100

www.eurovema.se

info@eurovema.se

ANVÄNDARINFORMATION

- Arbetsstolen är CE-märkt och klassificeras som medicinteknisk produkt i klass 1.
- Produkten är avsedd för användning av personer som behöver hjälp att förflytta sig, utföra sittande aktiviteter och behöver stöd för att resa sig från stolen.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Inga kända kontraindikationer föreligger.
- Maximal brukarvikt 160 kg.
- Vid anpassning för tyngre användare, kontakta Eurovema.
- Förväntad livslängd tio år när produkten används enligt produktens bruksanvisning.
- Produkten är utvecklad och testad av Eurovema samt tredjeparts testad hos oberoende testinstitut. Eurovema är ansvarig för att produkten är säker att användas.



Denna symbol varnar för situationer som kan medföra risker.



Läs bruksanvisningen noga.


SERVICE OCH GARANTI

Om arbetsstolen används dagligen bör den lämnas in för översyn en gång per år. Detta för att kontrollera att funktioner och säkerhet bibehålls under hela dess livslängd. Förväntad livslängd 10 år vid användning i enlighet med våra anvisningar, underhållsintervall och avsedd användning. Vid behov av service kontaktas i första hand den lokala Hjälpmiddelscentralen.

Eurovema lämnar fyra års garanti på våra produkters metallkonstruktioner övriga delar två år med undantag för klädsel, hjul och batterier där ett års garanti gäller om inget annat avtalas. Normalt slitage ligger inte till grund för godkänd garanti. Vi rekommenderar våra kunder att använda produkten i enlighet med bruksanvisning, Anvisningar gällande service och rekonstruktionering **se Servicemanual**.

MONTERING VID LEVERANS

- Öppna förpackningen och kontrollera att ingen transportskada uppstått. Arbetsstolen levereras med ryggstödet.
- Fasta armstöd är utrustade med stoppskruv, ryggstödet har en stoppkula som ska tryckas in vid montering och demontering för att förhindra att de kan lossna vid justering till ändläge.
- Montera ryggstöd enligt bilder och dra åt låsvred (1)



SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs bruksanvisningen noga innan stolen tas i bruk.
- Arbetsstolen är avsedd att användas på plana underlag i normalt inomhusklimat.
- Iakttag försiktighet vid justering av manuell sitsvinkel sittandes i stolen då det kan medföra risk för fall ur stolen.
- Upptäcks skador eller förändringar på stolens funktion ska serviceinstans (Hjälpmedelscentral) kontaktas omedelbart.
- Används stolen regelbundet så bör den lämnas till serviceinstans för översyn regelbundet.
- Var noga med att dra åt låsvred och skruvar ordentligt efter utförd justering.
- Ge akt på om skruvar eller delar blir lösa eller glappar då det kan påverka säkerheten. Om så, kontakta omedelbart serviceinstans.
- Service och underhåll får endast utföras av Eurovema auktoriserad personal.
- Endast originaldelar från Eurovema får användas.
- Stolen får ej utrustas med andra tillbehör eller komponenter än vad som godkänts av Eurovema.
- Överskrid ej maximal angiven brukarvikt.
- Kontrollera att stoppskruvar är monterade på armstöd och stoppkula på ryggstödet infästning, detta förhindrar att dom kan lossna vid justering till ändläge.
- Användare får under inga omständigheter sitta i stolen under service med undantag för byte av armstöd och benstöd om det kan säkerställas att användaren ej faller ur stolen.



Stol med ställbar sitstilt ska vara i fixerat och bromsat läge när användaren sätter, eller reser sig.

SYMBOLFÖRTECKNING

 Varning	 Läs bruksanvisning
 Varning Klämrisk	 Sitsvinkling
 Får ej strykas	 Ryggvinkling
 Tål ej starkare kemvätska än perkloreten	 Rygghöjd
 Klorblekmedel får ej användas	 Sittdjup
 Får ej torktumlas	 Armstöd höjd
 Maskintvätt 60°	 Manöverknapp elfunktion
 Skyddas mot väta	 Ladduttag
 Hanteras varsamt	 Ingång styrning
 Denna sida upp	 Totalvikt stol + max brukarvikt
 Tillåten temperatur	 Applied Part Typ B
 Tillåten relativ fuktighet	
 Tillåten höjd över havet	
 Tillverkningsdatum	
 Tillverkare	
 Endast för inomhusbruk	
 Maximal brukarvikt	
 Serienummer	
 CE-märke visar på Överensstämmelse med Europeiska regelverken	
 Elektriska komponenter lämnas till särskild återvinning	
 Produkten är en del i ett återvinningssystem	
 Komponentvikt överskrider 10kg	
 Driftcykel	

VARNING



Produkt som uppvisar försämrad eller förändrad prestanda ska omedelbart tas ur bruk. Kontakta omedelbart serviceinstans (hjälpmedelscentral) eller Eurovema Mobility AB. Produkten får ej tas i bruk innan auktoriserad tekniker undersökt produkten.



Produkten får inte belastas med högre vikt än angiven maximal brukarvikt då detta kan medföra att komponenter skadas med olyckor som resultat.



Kontrollera att produktens parkeringsbroms är aktiverad när du sätter dig och reser dig, risk föreligger att produkten oavsiktligt rullar i väg vilket kan medföra att du faller.



Modifieringar på produkten får endast utföras av auktoriserad tekniker i samförstånd med förskrivare. Vid behov av individuell anpassning, kontaktas hjälpmedelscentral eller Eurovema Mobility AB. Om produkten modifieras gäller ej längre CE-märkningen och Eurovema tar ej längre ansvar för produkten. Modifieringar som utförs av auktoriserad tekniker efter överenskommelse med Eurovema kan medföra bibehållen CE-märkning.



Reparationer och teknisk service får endast utföras av personal som auktoriserats av Eurovema Mobility AB för bibehållen CE-märkning.



Produkten är avsedd att användas av den person och det ändamål som den är förskriven för, produkten är inställd för denna person och dessa inställningar får ej ändras av annan person än den som förskrev produkten. Om annan användare ska ta över den måste ny utprovning genomföras.



Produkt med elektrisk sitslyft kan i vissa fall uppnå sitthöjd högre än att användaren når ner till golvet med fötterna vilket kan medföra en risk för fall om användaren reser sig från detta läge.



Produktens komponenter och delar måste monteras enligt monteringsanvisningar för att säkerställa att dessa ej lossnar. Alla kablar ska fixeras med buntband.



Produkten får inte utrustas med andra komponenter eller tillbehör än de som godkänts av Eurovema Mobility AB för bibehållen CE-märkning.



Endast de för produkten avsedda elektriska komponenterna får kopplas in i produktens styrsystem. Inkoppling av komponenter i styrsystemet ska utföras av auktoriserad tekniker.



Endast laddare och batterier avsedda för produkten och levererade av Eurovema Mobility AB får användas för bibehållen CE-märkning och garanti.



Produkt med elektriska funktioner kan störas av mobiltelefoner eller annan RF-kommunikationsutrustning.



Produktens metallytor kan bli heta om dom utsätts för starkt solljus, om huden kommer i kontakt med dessa kan brännskador uppstå. Utsätt inte produkten för starkt solljus under längre tid.



Produkten är utrustad med många små detaljer och skruvar vilka om dom lossnar kan medföra kvävning hos barn och husdjur.



Produkten är i vissa konfigurationer utrustad med kablar och vajrar som ej går att säkra helt på grund av funktion, dessa kan medföra risk för strypning för små barn.



Vid användning av elektriska sitsfunktioner föreligger klämrisker för barn och husdjur, se alltid till att ingen annan än du som användare är i direkt närhet av produkten när elektriska funktioner används.



På produkt med elektrisk broms är det viktigt att batteriet ej laddas ur helt vilket medför att den elektriska bromsen ej fungerar. Om stolen då är i obromsat läge, kan den rulla i väg när personen sätter eller reser sig med fallrisk som följd.

RAPPORTERING AV OLYCKOR ELLER TILLBUD

Tillverkare av medicintekniska produkter inom EU är skyldiga att systematiskt följa upp hur produkterna fungerar vid praktisk användning.

CE-märkning har föregåtts av riskanalyser och provningar åtgärder har vidtagits för att minimera funna risker så långt som möjligt. Om det trots detta inträffar olyckor och tillbud måste detta rapporteras till Eurovema Mobility AB och nationell behörig myndighet.

RENGÖRING

Arbetsstolens ytor torkas av med lätt fuktad trasa och ett mildt rengöringsmedel, typ diskmedel. Placera stolen så den står stadigt och bromsa den. Sitsens klädsel kan rengöras med de medel som finns på marknaden avsedda för klädseltvätt. Överdragsklädsel kan maskintvättas i 60°.



Observera att rengöring ska göras på en öppen yta och inte i närheten av öppna lågor.


FÖRVARING

Arbetsstolen ska förvaras i torr och rumstempererad miljö. Undvik att stolen utsätts för hög värme, stark kyla eller intensiv sol. Metallytor kan bli mycket varma om de har utsatts för solen. Vid stark kyla ska stolen uppnå rumstemperatur innan användning. Utsätt inte heller stolen för vatten, andra vätskor eller kemikalier.

ETIKETT


Etiketten på produkten innehåller viktig information.

- 1) Produktnamn
- 2) Artikelnummer
- 3) Serienummer UDI-PI
- 4) Streckkod
- 5) Max brukarvikt
- 6) Medicinteknisk produkt
- 7) CE-märkning
- 8) Läs manual innan användning
- 9) Tillverkningsdatum
- 10) Tillverkarens namn



SEKUNDÄRETIKETT

- 1) Applied part typ B
- 2) Intermittentfunktion 2 / 18 min
- 3) Tillåten rumstemperatur
- 4) Tillåten relativ luftfuktighet
- 5) Endast inomhusbruk
- 6) Tillåten höjd över havet
- 7) Safe Working Load



CE-MÄRKNING

Produkten är CE-märkt enligt Europaparlamentets förordning om medicintekniska produkter- MDR 2017/745. CE-märket finns på etiketten. Produkten uppfyller kraven enligt standarden

EN1335-2:2018 Arbetsstolar säkerhetskrav

EN 60601-1:2006 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - del 1: Allmänna fodringar beträffande säkerhet och väsentlig prestanda.

60601-1-2:2014 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – säkerhet – Del 1 - 2 Allmänna fodringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda – Tillägsstandard för elektromagnetiska störningar.


SS-EN 1021-2:2014 Möbler – Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler – Del 2: Tändkälla: Gaslåga motsvarande en brinnande tändsticka.

SS-EN 1021-1:2014 Möbler – Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler – Del 1: Tändkälla: Glödande cigarett.

SS-EN ISO 21856:2022 Hjälpmedel – Allmänna krav och provningsmetoder (ISO21856-2022)

SS-EN ISO 14971:2020 Riskhantering för medicintekniska produkter.

ÖVERSIKT MÄRKNING



Klämrisker redovisas i samband med instruktioner för varje funktion om den kan medföra klämrisk. Märkning finns på stolen där klämrisk föreligger.

ÖVERSIKT STOLSDELAR


- 1) Sits
- 2) Ryggstöd
- 3) Armstöd
- 4) Chassi
- 5) Sitslyft

Alternativa sittsystem och benstöd finns.



ÖVERSIKT CHASSI


- 1) Framhjul
- 2) Bromsat hjul
- 3) Parkeringsbromsspak
- 4) Chassi Basic
- 5) Bromsstång



RYGGSTÖD HÖJDJUSTERING

Ryggstödet är justerbart i höjd med en spak.

- 1)** Lossa spaken (**1**) $\frac{1}{2}$ varv genom att vrida den moturs.
- 2)** Ställ in önskad höjd.
- 3)** Lås ryggen genom att vrida den medurs $\frac{1}{2}$ varv



RYGGSTÖD VINKEL, MANUELL

Ryggvinkel och ryggdyna är individuellt justerbar.

Ryggvinkling


- 1) Lossa låsratt och skruv (1) för vinkling fram eller bakåt av hela ryggmekanismen.
- 2) Ställ in önskad ryggvinkel.
- 3) Lås ratten och dra åt skruven.

Ryggdyna

- 4) Lossa spaken (2) genom att vrida den moturs $\frac{1}{2}$ varv.
- 5) Ställ in önskad vinkel på ryggdynan.
- 6) Lås spaken genom att vrida den $\frac{1}{2}$ varv medurs.



lakttag försiktighet klämrisk




RYGGSTÖD VINKEL, EL

Ryggmekanismen är justerbar i vinkel elektriskt.

- 1) Vinkling bakåt för vippströmbrytaren uppåt.
- 2) vinkling framåt tryck vippströmbrytaren nedåt.



Justera inte ryggvinkeln i omedelbar närhet av annan person



RYGGSTÖD SITTDJUP

Sittdjupet är justerbart med hjälp av ryggstödet. Sittdjupet kan justeras på två sätt. Hela ryggmekanismen är justerbar genom att lossa låsspaken **(1)** och skjuta in eller dra ut ryggen bakåt. Ryggstödsmekanismen kan vinklas framåt eller bakåt. För maximal justering kombineras båda alternativen. Finjustering görs genom att ryggdynan vinklas.

- 1) Lossa låsspaken (1) några varv moturs.
- 2) Backa ut ryggmekanismen bakåt för ökat sittdjup eller tryck in för kortare.
- 3) Drag åt låsspaken.
- 4) För inställning med hjälp av ryggdynan se tidigare avsnitt sid 13 manuellt sid 14 elektrisk.



SITSVINKLING, MANUELL


Sitsens vinkel är justerbar med alternativa tiltmekanismerna: **1** Vantskruv, **2** Vev, **3** Gaskolv
4 Elektrisk

1) Vantskruv justeras med fast nyckel 17 mm.

2) Vevtilt justeras genom att ratten vrids.



Vid justering av sitstilt kan det finnas klämrisk utför inte detta i barns eller husdjurs direkta närhet.





SITSVINKLING, GAS OCH EL

3) Gas-reglerad sitsvinkling justeras med reglage under armstödsdynan. Reglaget är flyttbart från höger till vänster sida. För att justera sitsens vinkel trycks reglaget uppåt mot armstödsdynan och släpps när önskad vinkel är uppnådd.

4) Elektrisk sitsvinkling görs med vipp-reglaget under armstödet, alternativt med handkontroll. Se separat anvisning för handkontroll.



Vid justering av sitstilt kan det finnas klämrisk utför inte detta i barns eller husdjurs direkta närhet.



ARMSTÖD, FASTA

- 1) För höjdjustering lossa ratten (1) några varv moturs och ställ in önskad höjd.
- 2) Drag åt ratten.
- 3) För att bredda lossa ratten (2) ett ½ varv moturs och justera till önskad bredd.
- 4) Drag åt ratten.



ARMSTÖD, FÄLLBARA

Armstödet är fällbart bakåt genom att det återfjädrande reglaget (1) dras uppåt och armstödet samtidigt fälls bakåt.


1) Höjdjustering av armstödet sker genom att spaken alternativ skruven (2) lossas $\frac{1}{2}$ varv. Om armstödet är utrustat med skruv används insexnyckel 5 mm.

2) Drag åt spaken/skruven när önskvärd höjd är uppnådd.

3) För breddjustering se föregående avsnitt på sidan 18.



Säkerställ att ingen kan komma i kläm när armstödet fälls.



SITTHÖJD, GAS OCH EL

Gas



- 1) Höjning eller sänkning av sitthöjd görs genom att spaken (1) trycks nedåt. För att sänka tyngs sitsen ned med kroppstyngden samtidigt som spaken hålls i nedtryckt läge.
- 2) När önskad höjd är uppnådd släpps spaken tillbaka.

El

Höjning av sitsen elektriskt utförs med vippströmställaren under armstödet, se nedersta bild. Höjning av sits tryck vippan uppåt. För att sänka tryck nedåt.



laktta försiktighet vid sänkning så att ingen kommer i kläm. Vid höjning av sits när stolen står under ett bord finns risk att händer/ben kan klämmas.



FOTPLATTA

Fotplattans höjd

- 1) Lossa skruvarna (1) med insexnyckel 5 mm.
- 2) Ställ in önskad höjd
- 3) Dra åt skruvarna ordentligt.

Vinkel hela fotstöd

- 4) Lossa skruven alternativt lås-spaken (2) genom att vrida den moturs $\frac{1}{2}$ varv.
- 5) Ställ in önskad vinkel på fotstödet.
- 6) Dra åt ordentligt.

Vinkel fotplatta

- 1) Lossa muttrarna som låser ställskruvarna (3).
- 2) Skruva in skruvarna medurs för att höja fotplatta i framkant. Skruva ut för sänkning i framkant.
- 3) Dra åt muttrarna för att förhindra att vinkeln ändras oavsiktligt.



DELADE BENSTÖD

Benstöd justering djup

- 1) Lossa skruvarna (1) med insexnyckel 5 mm
- 2) Justera till önskat djup.
- 3) Dra åt skruvarna.

Benstöd vinkel


- 1) Lossa skruven (2) med insexnyckel 5 mm
- 2) Justera till önskad vinkel.
- 3) Dra åt skruven.

Fotplattans höjd

- 1) Skruva ur skruven (3) med insexnyckel 5 mm.
- 2) Justera till önskad höjd.
- 3) Montera tillbaka skruven och dra åt.

Fotplattans vinkel

- 1) Lossa skruven (4) med insexnyckel 5 mm.
- 2) Justera till önskad vinkel.
- 3) Dra åt skruven.



BROMSSPAK

Bromsa stolen genom att föra bromsspaken framåt. Frigör bromsen genom att föra spaken bakåt igen. Bromsspaken kan monteras på andra sidan. Se separat monteringsanvisning bromsspak.

Elektrisk broms finns som tillval till elektrisk stol.



Bromsa alltid stolen innan du sätter dig eller reser dig ur stolen.



BROMSSPAK, JUSTERING OCH BYTE AV SIDA

Justera bromsspakens vinkel.

- 1) Lossa skruven med insexnyckel 5 mm några varv.
- 2) Justera till önskad vinkel.
- 3) Dra åt skruven ordentligt efter slutförd justering.
- 4) Provbromsa stolen.



Byte av sida

- 1) Lossa skruven helt.
- 2) Ta av alla delar från bromsstången.
- 3) Lossa skruven och brickorna på den sida som spaken ska monteras på och montera dem där spaken var monterad tidigare.
- 4) Montera spaken på nya sidan.
- 5) Provbromsa stolen.



LADDARENS INDIKERINGAR



Laddar med maximal ström



Toppladdning konstant spänning



Färdigladdat, underhållsladdning



Batteri ej anslutet, blinkar grönt



Felkod

2 röda blink, batteri anslutet med fel polaritet.
3 röda blink, laddarens utgång kortsluten.
4 röda blink, batterispänning för låg.
5 röda blink, för lång laddningstid.
6 röda blink, defekt batteri

TEKNISK INFORMATION LADDARE

MASCOT 3743

Data	Fakta
Ingångsspänning	100-240VAC 50-60Hz
Ingångsström	Max 0,5A
Utgångsström	0,56A
Utgångsspänning	29,4V DC max
Arbetstemperatur	-25- +40°C
Skyddsklass	Klass 2
Skyddskapsling	IP 41

ELEKTRONIK

TEKNISK INFORMATION ELEKTRONIK

Data	Fakta
Ingångsspänning	24V-40V
Max strömuttag	14A
Normal driftspänning	21–28,5V
Max motorström per motor	3,5A
Standby förbrukning	200uA
Direktiv	ROHS 2011/65/EC
Skyddsklass	Klass 2
Skyddskapsling	IP1X
Arbetscykel	Intermittent på 2min / av 18min

TEKNISK DATA BATTERI

FGS20121A

Data	Fakta
Batteri	2st seriekopplade 12V 1,2Ah
Batterityp	AGM
Max urladdningsström	18A i 5 sekunder
Arbetstemperatur laddning	-15 till 40°C
Arbetstemperatur urladdning	-15 till 50°C

BATTERIBYTE

Vid batteribyte ersätts hela batteripaketet. Se monteringsinstruktion för batteribyte.



Reparationer och andra åtgärder på batteriet får endast utföras efter godkännande av Eurovema. Batteripaketet ska inte öppnas. Endast av Eurovema godkända batterier får användas.

TEKNISK INFORMATION SITTSYSTEM

Data	Fakta
Sits (breddxdjup)	Classic 40x40, 40x43, 40x46, 43x43, 46x46, 49x51 cm
Sittbredd mellan armstöd	40-59 cm
Sittdjup	40-59 cm
Sitthöjd gas (höjd till sitsens undersida)	37-52, 46-66 cm
Sitthöjd el (höjd till sitsens underkant)	37-53, 43-68 cm
Sitsvinkling vantskruv	-17° - +17°
Sitsvinkling vev	-27° - +17°
Sitsvinkling gasfjäder	-24° - +8°
Sitsvinkling el	-24° - +12°
Ryggstöd höjd, ställbart	37-54 cm
Ryggstöd (breddxhöjd)	SitRite 35x43, 40x45, 45x47 cm. Classic 35x30, 35x44, 40x30, 40x44 cm.
Ryggvinkling	30°
Armstöd höjd, ställbart	0-26 cm (höjd från underkant av sits med 3 cm armstödsplatta är 5 upp till 31 cm)
Armstödsplatta (lxbxh)	30x8x3, 30x8x5, 40x8x3, 40x8x5 cm
Klädsel	Svart Atlantic

TEKNISK INFORMATION CHASSI

Data	Fakta
Chassi bredd	57cm
Chassi längd	61cm
Broms	Chassimonterad
Hjul diameter	100 mm, 125 mm

TEKNISK INFORMATION

Data	Fakta
Klass	Arbetsstol-ISO 180903
Vikt El	31kg
Vikt gas	23kg
Brukarvikt max	160kg
Batteri	24V 1,2Ah AGM
SWL	175kg

MILJÖFÖRHÅLLANDE

Förhållande	Temperatur	Luftfuktighet	Atmosfäriskt tryck
Normal användning	5°C - 40°C	10% - 93% RH	50kPa – 106kpa
Förvaring och transport	-5°C - 40°C	10% - 93% RH	50kPa – 106kPa

DESTRUKTION

Produkter som tas ur bruk permanent ska demonteras och källsorteras. Anvisningar för montering och demontering återfinns på hemsidan under avsnitt Monteringsanvisningar ytterligare finns sprängskisser att tillgå under avsnitt sprängskisser på hemsidan www.eurovema.se

Privatpersoner ska ta kontakt med Eurovema för närmare information. Då tar Eurovema på sig ansvaret för destruktionsarbetet.

Demonterade komponenter sorteras enligt tabellen nedan.



Demontering av produkten är inte riskfritt, risk för klämskador och brännskador vid felaktigt handhavande föreligger. Demontering ska utföras av auktoriserad teknik.



Metall	Elektronik	Brännbart
Chassi	Styrellektronik	Sitsar
Sittkryss	Kopplingboxar	Ryggstöd
Ryggmekanism	Handkontroller	Armstödsdynor
Ryggmekanism	Vippreglage	Överdrags klädsalar
Armstödsstolpar	Ställdon	Nackstödsdynor
Benstöd	Lyftpelare el	Bålstödsdynor
Fästdetaljer på tillbehör	Kablar	Övriga stoppdetaljer
Sitslyft gas		

Batterier

Kasserade blybatterier ska lämnas på miljöstation.

