

MONTERINGSANVISNING

Ryggstolpe Multirygg



Ryggstolpe med profilinfästning.



Lossa ryggstolpen genom att lossa låsspaken, tryck och håll kulstoppet intryckt samtidigt som stolpen dras upp.

Sätt i ny ryggstolpe i Multiryggen. Tryck in kulstoppet för att få ner stolpen.



Eurovema

Eurovema AB

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se