

MONTERINGSANVISNING

Fällbart armstöd





Vid montering av armstödet i sittkrysset måste stoppkulan på insticksdelen hållas intryckt. Ställ in önskad bredd på armstödet och dra åt låsratten.



Ställ in önskad höjd på armstödet genom att lossa skruven, dra åt skruven ordentligt när rätt höjd är inställd.



För att fälla armstödet bakåt lyfts låsknappen uppåt, låsknappen återgår till låst läge automatiskt när armstödet fälls fram igen.

Eurovema

Eurovema AB

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se