

MONTERINGSANVISNING

Hemiplegiarmstöd





Ta bort original armstödet genom att lossa låsratten. Montera hemiplegi armstödet i fästet, hemiplegi armstödet kan monteras på höger alternativt vänster sida. Dra åt låsratten ordentligt när rätt höjd är inställd.



Armstödet är justerbart i horisontal planet och i djupled genom att låsspaken lossas



Eurovema

Eurovema AB

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se