


Bug | bas 869 storlekar och vikt

Modulärt posturalsystem på fyrhjuls utomhusbas.



	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (grader)	J (grader)	H (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	P (cm)	Q (cm)	R (cm)	S (cm)	Max last	Ramens vikt	Sätets vikt	Total höjd
Small	20-30	52-62	37	52	20-30	14-30	0°-35°	35°	100-110	57	67-96	35	88	33	82	50	81	90-120	35 kg	9,5 kg	8,5 kg	18 kg
Medium	25-36	60-75	46	55	30-40	20-38	5°-30°	40°	112-127	62	80-107	37	112	39	94	52	94	115-140	45 kg	11 kg	12,7 kg	23,7 kg

Med bindestreck separerade siffror anger största och minsta justeringsområde.

Bug | bas 856 storlekar och vikt

Modulärt posturalsystem på inomhus hög-låg måltidsbas.




	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (grader)	J (grader)	H (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	P (cm)	Max last	Ramens vikt	Sätets vikt	Total höjd
Small	20-30	52-62	37	47-75	20-30	14-30	0°-35°	35°	95-132	56	34-61	80	40	25	90-120	35 kg	14,5 kg	8,5 kg	23 kg
Medium	25-36	60-75	46	47-75	30-40	20-38	0°-25°	40°	106-148	62	34-61	83	45	32	115-140	45 kg	16,2 kg	12,7 kg	28,9 kg

Med bindestreck separerade siffror anger största och minsta justeringsområde.

Bug | bas 851 storlekar och vikt

Modulärt posturalsystem på inomhus hög-låg kompakt bas.



	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (grader)	J (grader)	H (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	P (cm)	Max last	Ramens vikt	Sätets vikt	Total höjd
Small	20-30	52-62	37	34-50	20-30	14-30	0°-35°	35°	84-110	50	23-39	72	41	23	90-120	35 kg	8,8 kg	8,5 kg	17,3 kg
Medium	25-36	60-75	46	34-50	30-40	20-38	0°-25°	40°	95-126	55	23-39	76	46	28	115-140	45 kg	10 kg	12,7 kg	22,7 kg

Med bindestreck separerade siffror anger största och minsta justeringsområde.

Bug | bas 850 storlekar och vikt

Modulärt posturalsystem på inomhus hög-låg kompakt bas.



	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (grader)	J (grader)	H (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	P (cm)	Max last	Ramens vikt	Sätets vikt	Total höjd
Small	20-30	52-62	37	17	20-30	14-30	0°-35°	35°	68-78	46	6	61	41	23	90-120	35 kg	4,5 kg	8,5 kg	13 kg
Medium	25-36	60-75	46	17	30-40	20-38	0°-25°	40°	77-92	51	6	63	46	28	115-140	45 kg	5,5 kg	12,7 kg	18,2 kg

Med bindstreck separerade siffror anger största och minsta justeringsområde.