

Flexbase Forma

Forma skapar en unik sittergonomi genom en tvådelad sits som både formar sig efter bäckenet och tryckavlastar sittbensknölar. I kombination med ett ryggstöd som byggs upp i sektioner, som anpassas efter varje användare, sätter vi ihop en stol med garanterat god och långvarig komfort. Alla sitsinställningar kan utföras, utan verktyg, med hjälp av ergonomiskt utformade spakar. Det går också att få elektriska sitsfunktioner som tillval.

Chassit har mycket lätttrullande hjul som följer golvet's ojämnheter och har generöst med utrymme mellan hjulen som gör det enkelt att sparka sig fram med stolen.

Typ av funktionsnedsättning

☒ lätt ☒ måttlig ☐ omfattande

☒ inne ☐ ute ☐ barn ☒ vuxen



SITTSYSTEM

Forma



KLÄDSEL



Svart
skai



Svart
textil

En unik patenterat sittdyna som är sammansatt av två formgjutna skumdelar med olika hårdhet, vilket gör att den kan forma sig efter bäckenet. Den fasta undre delen ger stöd under låren så att trycket fördelas jämnare och motverkar att man glider framåt i stolen. Den mjukare övre delen ger komfort och tryckavlastning för sittbensknölar.

Ett unikt ryggstödssystem som byggs i sektioner. Avstånd i höjd- och djupled samt vinkel kan varieras för att ge bästa möjliga komfort och maximal stabilitet. Den nedre sektionen stöttar bäckenet och nedre ryggen utan att hindra rörelsefriheten. Ryggstödet kan byggas på med en övre sektion som är individuellt ställbar, vilket skapar optimal komfort för personer med ökad bröstkyfos.

Sits (bredd x djup)	40x40, 40x45, 45x45, 50x50 cm
Sittbredd (mellan armstöd)	38-56 cm
Sittdjup	40-59 cm
Sitshöjd Gas (höjd till sitsens undersida)	37-52, 43-63 cm
Sitshöjd El (höjd till sitsens undersida)	37-55, 43-68 cm
Sits Coxit (bredd x djup)	45x45, 50x50 cm
Sitstils el, gas, vev & vantskruv	-22° till 15°
Ryggstöd höjd, ställbart	23-58 cm
Rygg (bredd x höjd)	37x23, 37x48, 37x46 cm
Ryggvinkling	30°
Klädsel	Svart Atlantic
Armstöd höjd, justerbart	0-26 cm
Armstödsplatta	30x8x3 cm

Sitthöjd justeras med hjälp av gas eller el där båda varianterna finns som hög respektive låg sitthöjd. Båda är uppstaplade efter varandra i den tekniska faktan i ordningen "hög, låg".

CHASSI

Flexbase



Tillbehör se sid 78

Tillbehörskod E03

Flexbase har mycket lätttrullande hjul som följer golvet's ojämnheter och har generöst med utrymme mellan hjulen så att det går enkelt att sparka sig fram med stolen. Den lättåtkomliga inställbara bromsen är inte i vägen för sidoförflyttning. Bakhjulsbroms är standard, men den går lätt att ändra om till framhjulsbroms eller fyrhjulsbroms. Det tvådelade chassit gör att stolen står stadigt även på ojämnt underlag.

Klass	Arbetsstol - ISO 180903
Chassi, bredd	58 cm
Chassi, längd	60 cm
Totalvikt	23 kg (gas), 31 kg (el)
Brukarvikt, max	140 kg
Broms	Chassimonterad/sittmonterad
Hjulstorlek	100 mm & 125 mm