

Discovery & Discovery XL

Discovery är en stabil och säker rollator för aktivitet och pausvila både inomhus och utomhus. Det mörkgrå anodiserade aluminiumchassit och de diskreta detaljerna gör Discovery elegant i sin design. De mjuka och breda hjulen minimerar att vibrationer fortplantar sig upp i handtagen, något som särskilt uppskattas av personer med värk i händerna eller lider av reumatism. Höjden på handtag och sits kan lätt justeras så att rollatorn passar allas behov.

Discoverys krysskonstruktion gör att den rullar följsamt på ojämnt underlag och att den står stadigt på alla fyra hjulen, även efter att den enkelt fällts ihop för förvaring och transport. Vår egen patenterade bromsfunktion (VABS) utgörs av ett "smart" länksystem. Den innovativa parkeringsbromsen aktiveras genom att bromsbygeln på handtagets ovansida fälls framåt. Handtagen är mjuka och anatomiska och här finns naturligtvis även en lättåtkomlig färdbroms.

Förgyll gärna användningen genom att utrusta Discovery med något av de tillbehör som finns, exempelvis flaskhållare, lampor eller en korg att lägga varor i.

Discovery XL

Discovery XL har samma egenskaper som Discovery men har utrustats med extra bred sits, totalt 49 cm bred. Discovery XL är speciellt framtagen för personer som väger upp till 160 kg, och är mellan 150 och 210 cm i längd. XL-rollatorn går även att få i en låg modell för personer från 140 cm.

MODELL STANDARD

Discovery

Vikt	8,1 kg
Brukarvikt	150 kg
Bredd	60 cm
Längd	74 cm
Sitsbredd	41 cm
Höjd	76-102 cm
Sitthöjd	46-50 cm
Bredd hopfälld	28 cm
Hjuldimension	20x4,2 cm

MODELL LÅG

Discovery

Vikt	7,8 kg
Brukarvikt	150 kg
Bredd	60 cm
Längd	74 cm
Sitsbredd	41 cm
Höjd	68-83 cm
Sitthöjd	46-50 cm
Bredd hopfälld	28 cm
Hjuldimension	20x4,2 cm

☒ inne
 ☒ ute
 ☐ barn
 ☒ vuxen

Passar för
reumatiker



MODELL STANDARD

Discovery XL

Vikt	8,6 kg
Brukarvikt	160 kg
Bredd	66 cm
Längd	74 cm
Sitsbredd	47 cm
Höjd	76-102 cm
Sitthöjd	46-50 cm
Bredd hopfälld	30 cm
Hjuldimension	20x4,2 cm

MODELL LÅG

Discovery XL

Vikt	8,3 kg
Brukarvikt	160 kg
Bredd	66 cm
Längd	74 cm
Sitsbredd	47 cm
Höjd	68-83 cm
Sitthöjd	46-50 cm
Bredd hopfälld	30 cm
Hjuldimension	20x4,2 cm