

RA

RA med underarmstöd är uppbyggd på samma Comfort Frame™ som används på våra samtliga rollatormodeller. RA-stödet rullar följsamt över ojämn mark och är testad och godkänd för både inomhus- och utomhusbruk. Underarmstöden är justerbara i alla riktningar och ger ett stabilt och säkert användande. De mjuka och breda hjulen minimerar att vibrationer fortplantar sig upp i handtagen, något som särskilt uppskattas av personer med värk i händerna eller lider av reumatism.

Krysskonstruktionen gör rullatorn enkel att fälla ihop och gör att den står stadigt på alla fyra hjulen även när den är hopfälld. Detta förenklar för såväl förvaring som transport.

RA-stödet finns i 2 ramhöjder som underlättar att hitta rätt höjd till användaren.

MODELL STANDARD

RA

Vikt	12 kg
Brukarvikt	125 kg
Bredd	64 cm
Längd	80 cm
Sitsbredd	47 cm
Höjd	100-125 cm
Sitthöjd	46-57 cm
Bredd hopfälld	29 cm
Hjuldimension	20x3,2 cm

MODELL LÅG

RA

Vikt	11,9 kg
Brukarvikt	125 kg
Bredd	64 cm
Längd	80 cm
Sitsbredd	47 cm
Höjd	88-114 cm
Sitthöjd	46-57 cm
Bredd hopfälld	29 cm
Hjuldimension	20x3,2 cm

inne ute barn vuxen

