

Flexmobil i6 Comfort II

Med Flexmobil Comfort II ökar vi sittkomforten ytterligare ett steg för personer som sitter ofta och under längre tid i sina elektriska rullstolar. Flexmobil Comfort II är en eldriven rullstol för användning inomhus och som tillhandahåller en ny rörelsefrihet i hemmet och på arbetet. Stolen är försedd med ett innovativt chassi med en mer generös säteshöjd och lägre ljudnivå. Nya Comfort II är en vidareutveckling av den tidigare Comfort-rullstolen där en ny, glidande ryggstödsfunktion ger bättre sittkomfort genom införande av nya dynor. Det är dessutom lättare för användaren att justera stolen.

Typ av funktionsnedsättning


lätt måttlig omfattande

inne ute barn vuxen



SITTSYSTEM

Comfort



KLÄDSEL



Svart
textil

Det komfortabla Comfort-sätet ger ergonomiskt stöd för hela kroppen vilket tillåter dig att sitta bekvämt hela dagen. Sätet är tillgängligt i tre bredder och med lågt eller högt ryggstöd. Du kan även välja antingen Base som är uppbyggt med flerfaldiga skumgummilager eller Contour som kombinerar flera skumgummilager med andra element av minnesskum. Sätets position är fullt justerbart upp till 60 cm höjd vilket tillåter användare med långa ben att finna en bekväm sittställning.

Sits (bredd x djup)	40x40, 40x45, 40x50, 40x55, 45x40, 45x45, 45x50, 45x55, 50x40, 50x45, 50x50, 50x55 cm
Sittbredd (mellan armstöd)	33-73 cm
Sittdjup	30-60 cm
Sitshöjd (höjd till sitsens undersida)	39-64 cm, 48-88 cm
Sitsstilt el, vev & vantskruv	-12° till 20°
Rygg (bredd x höjd)	40x45, 45x45, 50x45, 40x54, 45x54, 50x54 cm
Ryggvinkling	22°
Klädsel	Svart tyg
Armstöd höjd, justerbart	10-39 cm
Armstödsplatta	30x8x3 cm

Sitshöjd justeras med hjälp av el och finns i låg respektive hög variant. Båda är uppstaplade efter varandra i den tekniska faktan i ordningen "låg, hög".

CHASSI

Flexmobil i6



Flexmobil i6 gör det lätt att både "sitta nära golvet" eller "stå upp och jobba" genom generöst tilltagna min- och maxlägen. Chassit finns med två olika ställdon. Tack vare att drivhjulen är placerade i mitten är Flexmobil i6 mycket lättkörd. Stolen svänger runt sin egen axel med väldigt liten vändradie utan att kräva stora utrymmen.

Chassi, bredd	57 cm
Chassi, längd	80 cm
Totalvikt	110 kg
Brukarvikt, max	150 kg
Vändradie	55 cm
Max hastighet	4 km/h
Max körtid	8,5 h
Elektronik	Dynamic/PG
Hindertagning	3 cm
Drivhjulstorlek	225 mm
Länkhjulstorlek	125 mm