

Blazer Sling

Vår nya Blazer Sling från Karma är en smal bakhjulsdriven elektrisk rullstol. Med en smal bredd på endast 58 cm är Karmas bakhjulsdrivna Blazer Sling lätt att manövrera både inomhus och utomhus. Fast dämpning och stora framhjul gör den mycket bekväm att köra utomhus. Blazer Sling kommer med tilt som standard, manuell ryggvinkel, justerbart sitsdjup samt manuella benstöd i tre olika storlekar. Stolen är godkänd för användning i bil.

Typ av funktionsnedsättning

lätt måttlig omfattande

inne ute barn vuxen



BLAZER SLING

Sitthöjd (till underkant sits)	445 mm
Sitsbredd	420/475/505 mm
Sitsdjup	380-540 mm
Sitsvinkling	+8°
Rygghöjd	460 mm
Ryggvinkling	10°/15°/20°
Chassi bredd	580-635 mm
Chassi längd	830 mm
Chassi svängradie	1020 mm
Totalbredd	580/600/635 mm
Totallängd	1090-1160 mm
Hjulstorlek fram/mitten/bak	9"/-/14"
Markfrigång	
Klätringskapacitet	50 mm
Vikt	98,5 kg
Brukarvikt max	136 kg
Hastighet	10 km/h
Batteritid körlängd	26 km
Backe	12°

BLAZER SLING TILT

Sitthöjd (till underkant sits)	445 mm
Sitsbredd	420/475/505 mm
Sitsdjup	380-540 mm
Sitsvinkling	+8°- +28°
Rygghöjd	460 mm
Ryggvinkling	31°
Chassi bredd	580-635 mm
Chassi längd	830 mm
Chassi svängradie	1020 mm
Totalbredd	580/600/635 mm
Totallängd	1090-1160 mm
Hjulstorlek fram/mitten/bak	9"/-/14"
Markfrigång	
Klätringskapacitet	50 mm
Vikt	103 kg
Brukarvikt max	136 kg
Hastighet	10 km/h
Batteritid körlängd	26 km
Backe	12°