

Leon F Kameleon

Leon F Kameleon är en elektrisk rullstol designad för barn i åldrarna 3-12 år. Med ett unikt sittsystem som både är enkelt och justerbart, kan stolen växa med barnet. Sittsystemet finns i storlekarna 1 och 2. En smart snabbkoppling gör att det går enkelt att skifta mellan storlekarna. Stolen är framhjulsdreven med ett sittlyft på 30 cm och en lutning på 45 grader. Leon F Kameleons stora hjul, alla med fjädring, gör den mycket bekväm att köra utomhus. Stolen är godkänd för användning i bilar.

Typ av funktionsnedsättning

lätt måttlig omfattande

inne ute barn vuxen



Sitthöjd (till överkant sits utan dyna)	460-760 mm
Sitsbredd	250-300 mm / 350-400 mm
Sitsdjup	275-410 mm / 330-470 mm
Sitsvinkling	-3°- +42°
Rygghöjd	370-450 mm / 450-550 mm
Ryggvinkling	-3°- +48°
Chassi bredd	620 mm
Chassi längd	880 mm
Chassi svängradie	660 mm
Totalbredd	620 mm
Totallängd	1090-1250 mm / 1100-1260 mm
Hjulstorlek fram/mitten/bak	14"/-/9"
Markfrigång	60 cm
Klättringskapacitet	50 mm
Vikt	167/196 kg
Brukarvikt max	57 kg
Hastighet	12 km/h
Batteritid körlängd	25,6/46,2 km
Backe	12°