

# Leon F Versus

Leon F Versus är vår nya framhjulsdrivna elektriska rullstol från Karma som är utrustad med en ny typ av justerbart sitsystem. Det flexibla Versus Seating System gör att samma stol kan justera sitsbredden mellan 34 och 52 cm, samt sitsdjupet mellan 20 och 52,5 cm. Leon F Versus går att bygga efter önskemål, från manuella funktioner till helt elektriska. Utrustad med stora hjul, alla med fjädring, fungerar den utmärkt utomhus. Med en lutning på 45 grader, godkänd för användning i bil och ett stort utbud av tillbehör är detta en komplett stol.

Typ av funktionsnedsättning

lätt  måttlig  omfattande

inne  ute  barn  vuxen



Sitthöjd (till överkant sits utan dyna)	440-740 mm
Sitsbredd	340-665 mm
Sitsdjup	150-550 mm
Sitsvinkling	+2°- +45°
Rygghöjd	525-625 mm
Ryggvinkling	+1°- +47°
Chassi bredd	600 mm
Chassi längd	880 mm
Chassi svängradie	660 mm
Totalbredd	620-825 mm
Totallängd	1130 mm
Hjulstorlek fram/mitten/bak	14"/-/9"
Markfrigång	60 cm
Klättringskapacitet	50 mm
Vikt	180 kg
Brukarvikt max	136 kg
Hastighet	6/12 km/h
Batteritid körlängd	22/40 km
Backe	12°