

Leon R Versus

Leon R Versus är vår nya bakhjulsdrivna elektriska rullstol från Karma som är utrustad med en ny typ av justerbart sitsystem. Det flexibla Versus Seating System gör att samma stol kan justera sitsbredden mellan 34 och 52 cm, samt sitsdjupet mellan 20 och 52,5 cm. Leon R Versus går att bygga efter önskemål, från manuella funktioner till helt elektriska. Utrustad med stora hjul, alla med fjädring, fungerar den utmärkt utomhus. Med en lutning på 45 grader, godkänd för användning i bil och ett stort utbud av tillbehör är detta en komplett stol.

Typ av funktionsnedsättning

lätt måttlig omfattande

inne ute barn vuxen



Sitthöjd (till underkant sits)	460-755 mm
Sitsbredd	340-665 mm
Sitsdjup	150-550 mm
Sitsvinkling	+3°- +48°
Rygghöjd	525-625 mm
Ryggvinkling	+1°- +47°
Chassi bredd	600 mm
Chassi längd	1060 mm
Chassi svängradie	950 mm
Totalbredd	620-825 mm
Totallängd	1200 mm
Hjulstorlek fram/mitten/bak	9"/- /14"
Markfrigång	60 cm
Klättringskapacitet	50 mm
Vikt	182 kg
Brukarvikt max	136 kg
Hastighet	6/12 km/h
Batteritid körlängd	22/44 km
Backe	12°