

# Morgan M Versus

Karmas mitthjulsdrivna elektriska rullstol med minimal svängradie. Utrustad med det nya justerbara sittsystemet som passar användare i alla storlekar. Det flexibla Versus Seating System gör att samma stol kan justera sidsbredden mellan 34 och 52 cm, samt sidsdjupet mellan 20 och 52,5 cm. Morgan M Versus går att bygga efter önskemål, från manuella funktioner till helt elektriska. Med en lutning på 45 grader, godkänd för användning i bil och ett stort utbud av tillbehör är detta en komplett stol.

Typ av funktionsnedsättning

lätt  måttlig  omfattande

inne  ute  barn  vuxen



Sitthöjd (till underkant sits)	440-740 mm
Sitsbredd	340-665 mm
Sitsdjup	150-550 mm
Sitsvinkling	+3° - +48°
Rygghöjd	525-625 mm
Ryggvinkling	-1° - +46°
Chassi bredd	600 mm
Chassi längd	790 mm
Chassi svängradie	955 mm
Totalbredd	600-825 mm
Totallängd	1195 mm
Hjulstorlek fram/mitten/bak	8"/14"/6"
Markfrigång	80 cm
Klättringskapacitet	75 mm
Vikt	164,5/187 kg
Brukarvikt max	136 kg
Hastighet	6/10/12 km/h
Batteritid körlängd	22/39,7 km
Backe	12°