

Miniflex SitRite

Miniflex SitRite är en eldriven inomhusrullstol med minimala ytermått och en enkel, tillförlitlig konstruktion. Dess lilla smidiga format är mycket uppskattad liksom den avancerade arbetsstolssitsen som är framtagen tillsammans med experter inom sittergonomi. Den tillåter att komma nära bord och arbetsytor. Miniflex driver på framhjulen och de lite större drivhjulen gör att man kör över trösklar med lätthet. De ledade bakre hjulparen gör att rullstolen hela tiden håller trygg kontakt med golvet.

Typ av funktionsnedsättning

☒ lätt ☒ måttlig ☒ omfattande

☒ inne ☐ ute ☐ barn ☒ vuxen



SITTSYSTEM

SitRite



SitRites fördelar finns dolda under ytan i sitsen, i de två skummaterialen som har olika densitet. Den undre hårdare skumdelen hjälper till att hålla bäckenet i en god position medan den övre mjukare skumdelen åstadkommer en tryckfördelning, genom att vara tjockare under sittbenen än under låren. SitRite är ett utmärkt exempel på hur formgivning och densitet samspelar för att skapa bättre balans, upprättning av ryggraden och kontroll över handrörelserna. Allt för bästa komfort och stabilitet.

SitRites rygg har en ergonomisk form som stödjer en stor del av bålen utan att hindra armarnas rörelsefrihet. Trycket fördelas över en stor yta och bålen får stöd även i sidled vilket ger god komfort, ökad stabilitet och minskad trötthet vid nedsatt sittfunktion. När bålen är stabil förbättras även kontrollen av händernas och huvudets rörelse.

KLÄDSEL



Svart
skai



Svart
textil

Sits (bredd x djup)	40x40, 40x45, 45x45, 45x50, 50x50 cm
Sittbredd (mellan armstöd)	38-56 cm
Sittdjup	40-59 cm
Sitshöjd (höjd till sitsens undersida)	40-58, 45-70 cm
Sitstilt el. vev & vantskruv	-22° till 15°
Ryggstöd höjd, ställbart	37-62 cm
Rygg (bredd x höjd)	37x43, 42x45, 47x47 cm
Ryggvinkling	30°
Klädsel	Svart Atlantic
Armstöd höjd, justerbart	0-26 cm
Armstödsplatta	30x8x3 cm

Sitthöjd justeras med hjälp av el och finns i hög respektive låg variant. Båda är uppstaplade efter varandra i den tekniska faktan i ordningen "hög, låg".

CHASSI

Miniflex



Marknadens minsta stolchassi för inomhusanvändning är inte större än på en traditionell arbetsstol. Den lättmanövrerade och kompakta konstruktionen gör att det går smidigt att komma nära bord eller arbetsytor. Chassit är framhjulsdrevet med en ledad bakaxel vilket gör att de bakre hjulparen alltid håller kontakt med golvet.

Klass	A
Chassi, bredd	57 cm
Chassi, längd	72 cm
Totalvikt	60 kg
Brukarvikt, max	140 kg
Vändradie	120 cm
Max hastighet	4 km/h
Max körsträcka	ca 15 km
Elektronik	Dynamic/PG
Hindertagning	3 cm
Batteri	12V/18Ah