

Mini

Mini är en säker och välbalanserad liten rollator för både inom- och utomhusbruk. Den är avsedd för barn men även vuxna med kortare kroppslängd. Med sin bredd på endast 53 cm är Minirollatorn enkel att manövrera.

Sitsen är stabil. Ramkonstruktionen Comfort Frame™ gör att rollatorn tar sig fram mjukt och följsamt över ojämnheter både inne och ute.

Genom kryssfunktion fälls Mini enkelt ihop och förvaras stående i sitt hopfällda läge.

Handtagshöjden justeras enkelt för varje enskild användare. Vajrarna är inbyggda i handtaget utan att haka upp sig i något omgivande föremål. Mini har en patenterad bromsfunktionen (VABS) som utgörs av ett "smart" länksystem. Både färd- och parkeringsbroms är ergonomiskt utformade och lättillgängliga för att bidra till hög säkerhet.

Mini kan utrustas med diverse tillbehör för att tillgodose olika användares behov, bland annat kan den utrustas med släpbromsar.

MODELL STANDARD

Mini

Vikt	7,5 kg
Brukarvikt	125 kg
Bredd	53 cm
Längd	74 cm
Sitsbredd	36 cm
Höjd	68-84 cm
Sitthöjd	47-51 cm
Bredd hopfälld	27 cm
Hjuldimension	20x3,2 cm

MODELL LÅG

Mini

Vikt	7,1 kg
Brukarvikt	125 kg
Bredd	53 cm
Längd	74 cm
Sitsbredd	36 cm
Höjd	63-75 cm
Sitthöjd	46 cm
Bredd hopfälld	27 cm
Hjuldimension	20x3,2 cm

- inne ute barn vuxen

Barnrollator
för både inomhus
och utomhus

