


# Leon R Versus

Leon R Versus er vår nye bakhjulsdrevne elektriske rullestol fra Karma som er utstyrt med en ny type justerbart setesystem. Det fleksible Versus-setesystemet gjør det mulig å justere setebredden på den samme stolen mellom 34 og 52 cm, samt setedybden mellom 20 og 52,5 cm. Leon R Versus kan tilpasses etter ønske, fra manuelle funksjoner til helelektrisk. Utstyrt med store hjul, alle med fjæring, fungerer den utmerket utendørs. Med 45 graders tilt, godkjent for bruk i bil, og et bredt utvalg av tilbehør, er dette en komplett stol.

Type funksjonsnedsettelse

lett  moderat  alvorlig

inne  ute  barn  voksen



Sittehøyde (til setets underkant)	460-755 mm
Setebredde	340-665 mm
Sittedybde	150-550 mm
Setevinkling	+3°- +48°
Rygg høyde	525-625 mm
Ryggvinkling	+1°- +47°
Understell, bredde	600 mm
Understell, lengde	1060 mm
Svingradius understell	950 mm
Totalbredde	620-825 mm
Totallengde	1200 mm
Hjulstørrelse foran / midt på / bak	9"/-/14"
Bakkeklaring	60 cm
Stigningskapasitet	50 mm
Vekt	182 kg
Brukervekt, maks.	136 kg
Hastighet	6/12 km/h
Batteritid kjørelengde	22/44 km
Bakkestigning	12°