

Morgan M Versus

Karmas mellomhjulsdrevne elektriske rullestol med minimal svingradius. Utstyrt med det nye justerbare setesystemet for å passe brukere av alle størrelser. Det fleksible Versus-setesystemet lar den samme stolen justere setebredden mellom 34 og 52 cm, samt setedybden mellom 20 og 52,5 cm. Morgan M Versus kan tilpasses etter ønske, fra manuelle funksjoner til helelektriske. Med 45 graders tilt, godkjent for bruk i bil, og et bredt utvalg av tilbehør, er dette en komplett stol.

Type funksjonsnedsettelse



lett



moderat



alvorlig



inne



ute



barn



voksen



Sittehøyde (til setets underkant)	440–740 mm
Setebredde	340–665 mm
Sittedybde	150–550 mm
Setevinkling	+3° – +48°
Rygghøyde	525–625 mm
Ryggvinkling	–1° – +46°
Understell, bredde	600 mm
Understell, lengde	790 mm
Svingradius understell	955 mm
Totalbredde	600–825 mm
Totallengde	1195 mm
Hjulstørrelse foran / midt på / bak	8"/14"/6"
Bakkeklaring	80 cm
Stigningskapasitet	75 mm
Vekt	164,5/187 kg
Brukervekt, maks.	136 kg
Hastighet	6/10/12 km/t
Batteritid kjørelengde	22/39,7 km
Bakkestigning	12°