

Patrol & Patrol Wide

Patrol är en stabil rollator med fyra stora massiva hjul som hjälper dig att ta dig fram utomhus där underlaget är ojämnt. Då rollatorn inte används kan den enkelt fällas ihop för att ta mindre plats. Sits och handtag kan enkelt höjjusteras. Därmed kan Patrol tillgodose flera användargrupper vilket även ger logistiska fördelar.

Rollatorns bakåtvända handtag kan försees med olika handtagsgrepp, såväl anatomiska som cylindriska. Patrol har vår egenpatenterad bromsfunktion (VABS) som utgörs av ett "smart" länksystem. Både färd- och parkeringsbroms är lättillgängliga och bidrar till säker bromsverkan. Patrol tillverkas av återvinningsbara material. Såväl konstruktion som design är patentsökt.

Förgyll gärna användningen genom att utrusta Patrol med något av de tillbehör som finns, exempelvis flaskhållare, lampor eller en korg att lägga varor i.

Patrol Wide

Patrol Wide har samma egenskaper som Patrol men har utrustats med extra bred sits, totalt 49 cm bred. Patrol Wide är speciellt framtagen för personer som väger upp till 160 kg, och är mellan 150 och 210 cm i längd. Rollator Wide går även att få i en låg modell för att passa personer från 140 cm.

MODELL STANDARD

Patrol

Vikt	8,8 kg
Brukarvikt	160 kg
Bredd	59 cm
Längd	84 cm
Sitsbredd	41 cm
Höjd	82-107 cm
Sitthöjd	52-66 cm
Bredd hopfälld	27 cm
Hjuldimension	26x3,4 cm

MODELL LÅG

Patrol

Vikt	8,5 kg
Brukarvikt	160 kg
Bredd	59 cm
Längd	84 cm
Sitsbredd	41 cm
Höjd	74-88 cm
Sitthöjd	52-56 cm
Bredd hopfälld	28 cm
Hjuldimension	26x3,4 cm

inne ute barn vuxen

Stora hjul
för ojämnt
underlag



MODELL STANDARD

Patrol Wide

Vikt	9,3 kg
Brukarvikt	160 kg
Bredd	65 cm
Längd	84 cm
Sitsbredd	47 cm
Höjd	82-107 cm
Sitthöjd	52-66 cm
Bredd hopfälld	29 cm
Hjuldimension	26x3,4 cm

MODELL LÅG

Patrol Wide

Vikt	9 kg
Brukarvikt	160 kg
Bredd	65 cm
Längd	84 cm
Sitsbredd	47 cm
Höjd	74-88 cm
Sitthöjd	52-56 cm
Bredd hopfälld	29 cm
Hjuldimension	26x3,4 cm