

Smart & Smart Wide

Smart är en prisvärd rollator för både inomhus- och utomhusbruk. Ramkonstruktionen Comfort Frame™ innebär att rollatorn tar sig mjukt och följsamt fram över ojämnheter som exempelvis trösklar och mattor. Genom sin kryssfunktion fälls den enkelt ihop och förblir stående i hopfällt läge.

Sits och handtag höjdjusteras flexibelt efter varje användare. Vajrarna är inbyggda i smarthataget så att de inte kan haka upp sig i omgivande föremål. Smart har en patenterad bromsfunktion (VABS) som utgörs av ett "smart" länksystem. Både färd- och parkeringsbroms är ergonomiskt utformade, lättillgängliga och bidrar till hög säkerhet.

Smart kan utrustas med olika tillbehör för att på bästa sätt tillgodose användarens behov.

Smart Wide

Smart Wide har samma egenskaper som Smart men har utrustats med extra bred sits, totalt 49 cm bred. Smart Wide är speciellt framtagen för personer som väger upp till 160 kg och är mellan 150 och över 2 meter i längd. Rollator Wide går även att få i en låg modell för att passa personer från 140 cm.

MODELL STANDARD

Smart

| | |
|----------------|-----------|
| Vikt | 7,8 kg |
| Brukarvikt | 150 kg |
| Bredd | 59 cm |
| Längd | 74 cm |
| Sitsbredd | 41 cm |
| Höjd | 76-102 cm |
| Sitthöjd | 46-60 cm |
| Bredd hopfälld | 27 cm |
| Hjuldimension | 20x3,2 cm |

MODELL LÅG

Smart

| | |
|----------------|-----------|
| Vikt | 7,5 kg |
| Brukarvikt | 150 kg |
| Bredd | 59 cm |
| Längd | 74 cm |
| Sitsbredd | 41 cm |
| Höjd | 68-83 cm |
| Sitthöjd | 46-50 cm |
| Bredd hopfälld | 27 cm |
| Hjuldimension | 20x3,2 cm |

inne ute barn vuxen



En av
marknadens
lättaste

MODELL STANDARD

Smart Wide

| | |
|----------------|-----------|
| Vikt | 7,8 kg |
| Brukarvikt | 160 kg |
| Bredd | 59 cm |
| Längd | 74 cm |
| Sitsbredd | 41 cm |
| Höjd | 76-102 cm |
| Sitthöjd | 46-60 cm |
| Bredd hopfälld | 27 cm |
| Hjuldimension | 20x3,2 cm |

MODELL LÅG

Smart Wide

| | |
|----------------|-----------|
| Vikt | 7,5 kg |
| Brukarvikt | 160 kg |
| Bredd | 59 cm |
| Längd | 74 cm |
| Sitsbredd | 41 cm |
| Höjd | 68-83 cm |
| Sitthöjd | 46-50 cm |
| Bredd hopfälld | 27 cm |
| Hjuldimension | 20x3,2 cm |