

Mini

Mini er en sikker og velbalansert liten rullator for både innendørs og utendørs bruk. Den er designet for barn, men kan også brukes av voksne med en kortere kroppslengde. Med sin bredde på bare 53 cm er Mini-rullatoren enkel å manøvrere.

Setet er fast. Rammekonstruksjonen Comfort Frame™ sørger for at rullatoren beveger seg mykt og smidig over ujevnheter, både inne og ute.

Ved hjelp av kryssfunksjon kan Mini enkelt foldes sammen og lagres stående og sammenfoldet.

Håndtakshøyden kan enkelt justeres for hver enkelt bruker. Ledningene er innebygd i håndtaket og kan ikke sette seg fast i omkringliggende gjenstander. Mini har en patentert bremsefunksjon (VABS) som består av et «smart» koblingssystem. Både kjøre- og parkeringsbremsen er ergonomisk utformet og lett tilgjengelig for å bidra til høy sikkerhet.

Mini kan utstyres med diverse tilbehør for å oppfylle ulike brukeres behov, blant annet kan den utstyres med slepebremseser.

STANDARDMODELL

Mini

Vekt	7,5 kg
Brukervekt	125 kg
Bredde	53 cm
Lengde	74 cm
Setebredde	36 cm
Høyde	68–84 cm
Setehøyde	47–51 cm
Bredde sammenslått	27 cm
Hjuldimensjon	20x3,2 cm

LAV MODELL

Mini

Vekt	7,1 kg
Brukervekt	125 kg
Bredde	53 cm
Lengde	74 cm
Setebredde	36 cm
Høyde	63–75 cm
Setehøyde	46 cm
Bredde sammenslått	27 cm
Hjuldimensjon	20x3,2 cm

- inne ute barn voksen

Barnerullator
for både innendørs
og utendørs bruk

