

Volaris HP

Volaris HP unterstützt bei der Bewegung und ist als Gehhilfe für Menschen mit Halbseitenlähmung (Hemiplegie) konzipiert. Das Produkt kann sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden.

Der HP-Griff ist in mehreren Dimensionen verstellbar; horizontal, vertikal, in der Tiefe und im Winkel. Der Griff kann auch mit einer Unterarmstütze montiert werden, für all jene, die sich für ihre Arme lieber eine schalenförmige Ablagemöglichkeit wünschen, jedoch mit derselben Mehrfachverstellbarkeit. Die extra weichen und breiten Räder absorbieren und reduzieren Vibrationen während der Fahrt. Die Höhe des Griffs und die Sitzhöhe lassen sich leicht an unterschiedliche Anforderungen anpassen.

Durch das bekannte Kreuzdesign von Volaris rollt der Rollator weich über unebenen Untergrund rollen und steht fest auf allen vier Rädern. Auch im zusammengeklappten Zustand für die Lagerung oder den Transport.

Der Volaris HP verfügt über einen besonders breiten Sitz. Er ist insgesamt 48 cm lang und sitzstabil. Der Rollator ist auf die Anwendung durch Personen mit einem Höchstgewicht von 160 kg ausgelegt.

STANDARDMODELL HP

Gewicht	9,6 kg
Benutzergewicht (max.)	160 kg
Breite	66 cm
Länge	74 cm
Sitzbreite	48 cm
Griffhöhe Bremsgriff	76-102 cm
Griffhöhe HP-Griff	92-118 cm
Griffhöhe mit Unterarmstütze	96-122 cm
Sitzhöhe	48,5-56 cm
Breite zusammengeklappt	30 cm
Radmaße	20 x 4,2 cm

ARTIKELNUMMER

Volaris HP links	1460100HPL
Volaris HP rechts	1460100HPR
Unterarmstütze für HP (Zubehör)	2466115

- ☒ Innen
 ☒ Außen
 ☐ Kind
 ☒ Erwachsener



Möglichkeit der Ausstattung
mit einer Unterarmstütze.

