

# Volaris HP

Volaris HP yder støtte ved bevægelse og er beregnet som gangstativ til personer med halvsidig lammelse (hemiplegi). Produktet kan benyttes både indendørs og udendørs.

HP-håndtaget er justerbart i flere retning; vandret, lodret, i dybden og i vinkel. Håndtaget kan også monteres med underarmsstøtte til dem, som ønsker en skålformet position for armen, og med den samme multivariable justerbarhed. De ekstra bløde og brede hjul skaber stabilitet og mindsker vibration under gang. Højden på håndtaget og sædet kan nemt justeres, så rollatoren passer til forskellige behov.

Volaris' velkendte krydskonstruktion gør, at rollatoren kan rulle smidigt på et ujævnt underlag, og at den står fast på alle fire hjul. Også, når den sammenklappes til opbevaring eller under transport.

Volaris HP har et ekstra bredt sæde; i alt 48 cm og er stabilt at sidde på. Rollatoren er beregnet til brug af personer, som vejer op til 160 kg.

## MODEL STANDARD HP

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Vægt                              | 9,6 kg      |
| Brugerens vægt (maks.)            | 160 kg      |
| Bredde                            | 66 cm       |
| Længde                            | 74 cm       |
| Sædebredde                        | 48 cm       |
| Håndtagshøjde bremsehåndtag       | 76-102 cm   |
| Håndtagshøjde HP-håndtag          | 92-118 cm   |
| Håndtagshøjde med underarmsstøtte | 96-122 cm   |
| Siddehøjde                        | 48,5-56 cm  |
| Bredde, sammenklappet             | 30 cm       |
| Hjuldimension                     | 20 x 4,2 cm |

## ARTIKELNUMMER

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Volaris HP Venstre                | 1460100HPL |
| Volaris HP Højre                  | 1460100HPR |
| Underarmsstøtte til HP (tilbehør) | 2466115    |

☒ inde    ☒ ude    ☐ barn    ☒ voksen



Kan udstyres  
med underarmsstøtte.

