

# Volaris HP

Volaris HP tukee siirtymisiä ja on tarkoitettu henkilöille, joilla on toispuolinen halvaus (hemiplegia). Tuotetta voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona.

HP-kahva on säädettävissä useissa ulottuvuuksissa: vaakasuoraan, pystysuoraan, syvyysuuntaan ja kulma. Kahvoihin voidaan asentaa myös kyynärvarsituet niille, jotka haluavat käsivarren olevan kourumaisessa tuessa ja varustettuna samalla monisäättöominaisuudella. Erittäin pehmeät ja leveät pyörät vaimentavat ja vähentävät tärinää kävelyn aikana. Kahvojen ja istuimen korkeutta voidaan helposti säätää erilaisiin tarpeisiin sopivaksi.

Volarin tutun ristikkorakenteen ansiosta rollaattori rullaa tasaisesti epätasaisilla pinnoilla ja seisoo tukevasti kaikilla neljällä pyörällä. Myös silloin, kun se taitetaan kokoon säilytystä tai kuljetusta varten.

Volaris HP:n istuin on erittäin leveä; yhteensä 48 cm ja se on vakaa istua. Rollaattori on tarkoitettu alle 160 kg painavien henkilöiden käyttöön.

## MALLI VAKIO HP

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Paino                              | 9,6 kg      |
| Käyttäjän paino (maksimi)          | 160 kg      |
| Leveys                             | 66 cm       |
| Pituus                             | 74 cm       |
| Istuimen leveys                    | 48 cm       |
| Kahvojen korkeus jarrukahva        | 76–102 cm   |
| Kahvojen korkeus HP-kahvat         | 92–118 cm   |
| Kahvojen korkeus kyynärvarsituilla | 96–122 cm   |
| Istuinkorkeus                      | 48,5–56 cm  |
| Leveys kokoon taitettuna           | 30 cm       |
| Pyörän mitat                       | 20 x 4,2 cm |

## TUOTENUMERO

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Volaris HP vasen                   | 1460100HPL |
| Volaris HP oikea                   | 1460100HPR |
| HP:n kyynärvarsituki (lisävaruste) | 2466115    |



sisällä



ulkona



lapsi



aikuinen



Mahdollista varustaa  
kynärvarsituilla.

