

Volaris HP

Volaris HP offre une aide au transfert et est conçu comme une aide à la marche pour les personnes atteintes d'hémiplégie. Le produit peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

La poignée HP est réglable horizontalement, verticalement, en profondeur et en angle. La poignée peut également être équipée d'un support d'avant-bras pour ceux qui souhaitent une position courbée du bras, avec la même possibilité de réglage multiple. Les roues extrasouples et larges absorbent et réduisent les vibrations pendant la marche. Les hauteurs de la poignée et de l'assise se règlent facilement pour permettre au déambulateur de répondre à différents besoins.

La structure en croix si caractéristique de Volaris permet au déambulateur d'évoluer tout en douceur sur des surfaces irrégulières et de rester fermement sur ses quatre roues, même quand il est replié pour le stockage ou le transport.

Le Volaris HP est doté d'une assise extralarge, de 48 cm au total, et permet à l'utilisateur de s'y asseoir de façon stable. Le déambulateur est conçu pour être utilisé par des personnes d'un poids maximal de 160 kg.

MODÈLE STANDARD HP

Poids	9,6 kg
Poids (maximal) de l'utilisateur	160 kg
Largeur	66 cm
Longueur	74 cm
Largeur de l'assise	48 cm
Hauteur de la poignée de frein	76-102 cm
Hauteur de la poignée HP	92-118 cm
Hauteur de la poignée avec support d'avant-bras	96-122 cm
Hauteur de l'assise	48,5-56 cm
Largeur, une fois replié	30 cm
Dimensions des roues	20x4,2 cm

RÉFÉRENCE

Volaris HP gauche	1460100HPL
Volaris HP droite	1460100HPR
Support d'avant-bras pour HP (accessoire)	2466115

☒ intérieur ☒ extérieur ☐ enfant ☒ adulte



Possibilité d'ajouter un support d'avant-bras.

