

Volaris HP

Volaris HP biedt mobiliteitsondersteuning en is ontworpen als loophulpmiddel voor mensen die lijden aan zwakte aan één kant van het lichaam (hemiplegie). Het product kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Het handvat kan in meerdere dimensies worden versteld: horizontaal, verticaal, diepte en hoek. Voor gebruikers die hun armen in een gebogen positie willen hebben, kan de handgreep ook worden uitgerust met onderarmsteunen, allemaal met dezelfde multi-instelmogelijkheden. De extra zachte en brede wielen absorberen en verminderen trillingen bij elke stap. De hoogte van de handgrepen en de zitting kunnen eenvoudig worden aangepast, waardoor de rollator aanpasbaar is aan de behoeften van alle gebruikers.

Dankzij het kenmerkende Volaris-kruisontwerp kan de rollator soepel over oneffen oppervlakken rijden en stabiel op alle vier de wielen staan, ook wanneer hij is opgevouwen voor opslag of tijdens transport.

Volaris HP heeft een extra brede zitting van 48 cm die een stabiel zitoppervlak biedt. Het maximale gebruikersgewicht van de rollator bedraagt 160 kg.

STANDAARD MODEL HP

Gewicht	9,6 kg
Gewicht gebruiker (maximum)	160 kg
Breedte	66 cm
Lengte	74 cm
Zitting breedte	48 cm
Handgreephoogte, remcontrole	76-102 cm
Handgreephoogte, HP-handgreep	92-118 cm
Handgreephoogte met onderarmsteun	96-122 cm
Zithoogte	48,5-56 cm
Breedte in gevouwen toestand	30 cm
Wielafmetingen	20x4.2 cm

ARTIKELNUMMER

Volaris HP links	1460100HPL
Volaris HP rechts	1460100HPR
Onderarmsteun voor HP (accessoire)	2.466.115

☒ binnenshuis ☒ buitenshuis ☐ kind ☒ volwassen



Optie om uit te rusten met
onderarmsteun

