

# Flexmobil i6 Comfort II

Flexmobil i6 er en elektrisk rullestol for innendørs bruk. Stolen er utstyrt med et innovativt understell med en løftehøyde på opptil 40 cm. I kombinasjon med vipping fremover gir dette god hjelp til oppreisning. Motorer og aktuatorer har et lavt lydnivå for å oppfylle forventninger til en rullestol som er laget for innendørs bruk. Den nye Comfort II er en videreutvikling av den tidligere Comfort-rullestolen, der en ny glidende ryggfunksjon gir bedre sittekomfort ved hjelp av nye puter. Det er også lettere for brukeren å justere stolen.

Type funksjonsnedsettelse

lett

moderat

alvorlig

inne

ute

barn

voksen



## SITTESYSTEM

Comfort



## TREKK



Svart  
tekstil

Det komfortable Comfort-setet gir ergonomisk støtte for hele kroppen, slik at du kan sitte komfortabelt hele dagen. Setet er tilgjengelig i tre bredder og med lav eller høy ryggstøtte. Du kan også velge enten setet Base, som er bygget opp med flere lag av skumgummi, eller Contour, som kombinerer flere skumgummilag med andre elementer av minneskum. Seteposisjonen er fullt justerbar opp til en høyde på 60 cm, slik at brukere med lange ben kan finne en komfortabel sittestilling.

Modellene Base og Contour finnes også som ulike ryggputer. Begge er tilgjengelige i to rygg høyder.

Sete (bredde x dybde)	40x40, 40x45, 40x50, 40x55, 45x40, 45x45, 45x50, 45x55, 50x40, 50x45, 50x50, 50x55 cm
Sittebredde (mellom armlenene)	36–47 cm
Sittedybde	30–55 cm
Sittehøyde *	39–64 cm, 48–88 cm
Setetilt elektrisk, sveiv og strekkfisk	–12° til 20°
Rygg (bredde x høyde)	40x45, 45x45, 50x45, 40x54, 45x54, 50x54 cm
Ryggvinkling	22°
Høyde armlene, justerbar	10–39 cm
Armleneplate (lengde x bredde x tykkelse)	30x8x3, 30x8x5, 40x8x3, 40x8x5 cm

\* Sittehøyden justeres ved hjelp av en hevesøyle som er tilgjengelig i to modeller: lav på 25 cm eller høy på 40 cm. Sittehøyden måles som høyde til undersiden av setet.

## UNDERSTELL

Flexmobil i6



Flexmobil i6 gjør det enkelt å både «sitte nær gulvet» eller «stå opp og jobbe» ved hjelp av sjenerøst dimensjonerte minimums- og maksimumsposisjoner. Understellet er tilgjengelig med to forskjellige aktuatorer. Siden drivhjulene er plassert i midten, er Flexmobil i6 svært lett å kjøre. Stolen svinger rundt sin egen akse med en svært liten svingradius uten å kreve stor plass.

Understell, bredde	57 cm
Understell, lengde	80 cm
Totalvekt	110 kg
Brukervekt, maks.	150 kg
Svingradius	55 cm
Maks. hastighet	4 km/t
Maks. kjøretid	8,5 t
Elektronikk	Dynamic/PG
Klaring til hindre	3 cm
Størrelse på drivhjul	225 mm
Størrelse på ledhjul	125 mm