

Volaris HP

Volaris HP gir støtte under forflytning og er ment å brukes som gangstøtte for personer med halvsidig lammelse (hemiplegi). Produktet kan benyttes både innendørs og utendørs.

HP-håndtaket er justerbart i flere dimensjoner – horisontalt, vertikalt, i dybden og i vinkel. Håndtaket kan også monteres med underarmsstøtte for de som ønsker å ha armen i en buet stilling, og er i dette tilfellet like multijusterbart. De ekstra myke og brede hjulene fanger opp og reduserer vibrasjoner under gange. Høyden på håndtak og sete kan enkelt justeres slik at rullatoren kan dekke ulike behov.

Volaris' velkjente krysskonstruksjon sørger for at rullatoren ruller smidig også på ujevne underlag, og at den står stødig på alle fire hjulene. Dette gjelder også når den er sammenslått for lagring eller transport.

Volaris HP har et ekstra bredt sete på totalt 48 cm, og er stabil å sitte på. Rullatoren er ment å brukes av personer som veier opptil 160 kg.

STANDARDMODELL HP

Vekt	9,6 kg
Brukervekt (maksimal)	160 kg
Bredde	66 cm
Lengde	74 cm
Setebredde	48 cm
Håndtakshøyde bremsehåndtak	76–102 cm
Håndtakshøyde HP-håndtak	92–118 cm
Håndtakshøyde med underarmsstøtte	96–122 cm
Setehøyde	48,5–56 cm
Bredde sammenslått	30 cm
Hjuldimensjon	20x4,2 cm

ARTIKKELNUMMER

Volaris HP venstre	1460100HPL
Volaris HP høyre	1460100HPR
Underarmsstøtte for HP (ekstraustyr)	2466115

☒ inne ☒ ute ☐ barn ☒ voksen



Kan utstyres
med underarmsstøtte.

