

Volaris HP

Volaris HP ger stöd vid förflyttning och är avsedd som gångstöd för personer med halvsidig förlamning (Hemiplegi). Produkten kan användas både inom- och utomhus.

HP-handtaget är justerbart i flera dimensioner; horisontellt, vertikalt, djupled och i vinkel. Handtaget kan även monteras med underarmsstöd för de som önskar en skålad position för armen, och med samma mutijusterbarhet. De extra mjuka och breda hjulen fångar upp och minskar vibrationer under gång. Höjden på handtag och sits kan enkelt justeras så att rollatorn passar olika behov.

Volaris välbekanta krysskonstruktion medger att rollatorn rullar följsamt på ojämnt underlag och står stadigt på alla fyra hjulen. Även när den ihopfälld för förvaring eller vid transport.

Volaris HP har extra bred sits; totalt 48 cm och är stabil att sitta på. Rollatorn är avsedd för bruk av personer som väger upp till 160 kg.

MODELL STANDARD HP

Vikt	9,6 kg
Brukarvikt (maximal)	160 kg
Bredd	66 cm
Längd	74 cm
Sitsbredd	48 cm
Handtagshöjd bromshandtag	76-102 cm
Handtagshöjd HP-handtag	92-118 cm
Handtagshöjd med underarmsstöd	96-122 cm
Sitthöjd	48,5-56 cm
Bredd hopfälld	30 cm
Hjuldimension	20x4,2 cm

ARTIKELNUMMER

Volaris HP Vänster	1460100HPL
Volaris HP Höger	1460100HPR
Underarmsstöd för HP (tillbehör)	2466115

☒ inne

☒ ute

☐ barn

☒ vuxen



Möjligt att utrusta
med underarmsstöd.

