

Kid

inne ute barn voksen

Enkel og
stødig



Kid

Kid er en sikker og velbalansert rullator for barn. God plass mellom bakhjulene gjør en spesielt brukervennlig for barn med ortoser eller bred gange. Håndbremsene er enkle å bruke og gir økt sikkerhet. De myke håndtakene gir godt grep. Slepebrems er montert som standard.

Takket være krysskonstruksjonen Comfort Frame™ beveger rullatoren seg mykt og smidig over ujevnheter som terskler og tepper. Kin kan enkelt foldes sammen og oppbevares effektivt i stående stilling.

Håndtak kan enkelt justeres i høyden for å imøtekomme flere barn med forskjellige behov. Bremskablene er innebygd i det smarte håndtaket slik at de ikke kan sette seg fast i omgivelsene. Kid har åvr egen patenterte bremsefunksjon (VABS) som er et «smart» koblingssystem. Både kjøreog parkeringsbremsen er ergonomisk riktig utformet, lett tilgjengelig og bidrar til høy sikkerhet.

MODELL STANDARD

Kid
Art.nr: 1918076TTK
HMS: 313343

Vekt	6,5 kg
Brukervekt max	60 kg
Bredde	53 cm
Lengde	62 cm
Sittebredde	36 cm
Høyde	58-70 cm
Sittehøyde	42 cm
Bredd sammenfoldet	27 cm
Hjul diameter	15x3,2 cm

Volaris Tillbehör



Brett

Art.nr. 2490610
HMS-nr. 313458



Drikkeholder

Art.nr. 2431200
HMS-nr. 157185



Hjulborst

Art.nr. 2460210
HMS-nr. 313395



Krykkeholder

Art.nr. 2432200
HMS-nr. 157187



Pute

Art.nr. 2432200
HMS-nr. 157187



Ryggbånd

Art.nr. 2422100
HMS-nr. 313454

Volaris **Tillbehör**



Slepebrems

Art.nr. 2460200
HMS-nr. 157191



Oksygenholder

Art.nr. 2441201
HMS-nr. 313437



Transportbånd

Art.nr. 2495200
HMS-nr. 175992

Les mer
om Kid

