

Smart & Smart Wide

Smart är en prisvärd rollator för både inomhus- och utomhusbruk. Ramkonstruktionen Comfort Frame™ innebär att rollatorn tar sig mjukt och följsamt fram över ojämnheter som exempelvis trösklar och mattor. Genom sin kryssfunktion fälls den enkelt ihop och förblir stående i hopfällt läge.

Sits och handtag höjjusteras flexibelt efter varje användare. Vajrarna är inbyggda i smarthandtaget så att de inte kan haka upp sig i omgivande föremål. Smart har en patenterad bromsfunktion (VABS) som utgörs av ett "smart" länksystem. Både färd- och parkeringsbroms är ergonomiskt utformade, lättillgängliga och bidrar till hög säkerhet.

Smart kan utrustas med olika tillbehör för att på bästa sätt tillgodose användarens behov.

Smart Wide

Smart Wide har samma egenskaper som Smart men har utrustats med extra bred sits, totalt 49 cm bred. Smart Wide är speciellt framtagen för personer som väger upp till 160 kg och är mellan 150 och över 2 meter i längd. Rollator Wide går även att få i en låg modell för att passa personer från 140 cm.

MODELL STANDARD

Smart

Vikt	7,8 kg
Brukarvikt	150 kg
Bredd	59 cm
Längd	74 cm
Sitsbredd	41 cm
Höjd	76-102 cm
Sitthöjd	46-60 cm
Bredd hopfälld	27 cm
Hjuldimension	20x3,2 cm

MODELL LÅG

Smart

Vikt	7,5 kg
Brukarvikt	150 kg
Bredd	59 cm
Längd	74 cm
Sitsbredd	41 cm
Höjd	68-83 cm
Sitthöjd	46-50 cm
Bredd hopfälld	27 cm
Hjuldimension	20x3,2 cm

☒ inne
 ☒ ute
 ☐ barn
 ☒ vuxen

En av
marknadens
lättaste



MODELL STANDARD

Smart Wide

Vikt	8,5 kg
Brukarvikt	160 kg
Bredd	65 cm
Längd	74 cm
Sitsbredd	48 cm
Höjd	76-102 cm
Sitthöjd	46-60 cm
Bredd hopfälld	29 cm
Hjuldimension	20x4,2 cm

MODELL LÅG

Smart Wide

Vikt	8,2 kg
Brukarvikt	160 kg
Bredd	59 cm
Längd	74 cm
Sitsbredd	41 cm
Höjd	68-83 cm
Sitthöjd	46-50 cm
Bredd hopfälld	27 cm
Hjuldimension	20x3,2 cm