

Eurovema

GRILLO

ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •☐

Order


☐

Offert

Utprovd av	Märkning	
Tfn/e-mail	Kostnadsställe	Datum




ÖPPEN FRAM

Inre omkrets bäcken och bröstorg stöd
från 53 cm till 79 cm

VIKT kg. 15

MAX. BRUKARVIKT kg. 35


ÖPPEN BAK

Inre omkrets bäcken och bröstorg stöd
från 53 cm till 79 cm

VIKT kg. 15

MAX. BRUKARVIKT kg. 35

BRUKARMÅTT:

Brukarlängd (c):
min cm 75
max cm 95

VIKTIGT:
Se till att måtten A och B
som anges i figuren överstiger inte det
föreslagna intervallet som anges för stöden

Grillo PT Mini - Öppen fram

108838

STD ☐

Bäckenstöd mini

103634

STD ☐

Kroppsstöd/bålstöd mini

103638

STD ☐

Sadel ergonomisk mini


103648

STD ☐Plasthandtag Mini par
öppen fram

103618

☐Huvudstöd justerbart Mini
öppen fram

102999

☐

Underarmsstöd mini

103617

☐

Handledsrem för underarmstöd, Mini

103629

☐Gåsele ergonomisk, Mini/Small
använd tillsammans med bäckenstöd mini/small

103631

☐

Sadel fällbar small

103601






Bendelare polstrad modell mini

102961



Ledsagarhandtag

103581

**Extra tillbehör**Handbåge Mini
justerbar i höjd och tiltbar

103622



Anteckningar

Eurovema

GRILLO

ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •☐ Order☐ Offert


Utprovd av	Märkning	
Tfn/e-mail	Kostnadsställe	Datum



ÖPPEN FRAM

Inre omkrets bäcken och bröstorg stöd


från 60 cm till 86 cm

VIKT kg. 18,5
MAX. BRUKARVIKT kg. 45


ÖPPEN BAK

Inre omkrets bäcken och bröstorg stöd

från 60 cm till 86 cm

VIKT kg. 19
MAX. BRUKARVIKT kg. 45

BRUKARMÅTT:

Brukarlängd (c):
min cm 90
max cm 135VIKTIGT:
Se till att måtten A och B
som anges i figuren överstiger inte det föreslagna
intervallet som anges för stöden

Grillo PT Small - Öppen fram

106637

STD ☐

Bäckenstöd small

103635

STD ☐

Kroppsstöd/bålstöd small

103639

STD ☐

Sadel ergonomisk small

103651

STD ☐


Plasthandtag S/M/L-par, öppen fram

103588

☐


Huvudstöd justerbar S/M/L, öppen fram

102968

☐

Underarmsstöd small, öppen fram

103576

☐

Handledsrem för underarmstöd, Small

103616

☐Handtag ergonomiska, S/M/L
öppen fram

102974

☐

Svankstöd small för öppen fram

102792

☐Sits fällbar small justerbar i höjd, öppen fram 102778
Kan kombineras med bäckenstöd och svankstöd.



Sadel fällbar small

103601

Gåsele ergonomisk, Mini/Small
använd tillsammans med bäckenstöd mini/small

103631



Bendelare polstrad modell small

102811

Bendelare med lårrem, Small
Rörlig och höjjusterbar

102808



Ledsagarhandtag

103581



Vikter small +2,6 kg x2

105604

**Extra tillbehör**Handbåge Small
justerbar i höjd och tiltbar

103586



Anteckningar

Eurovema


GRILLO

ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •☐ Order☐ Offert


Utprovd av	Märkning	
Tfn/e-mail	Kostnadsställe	Datum




ÖPPEN FRAM

Inre omkrets bäcken och bröstkorg stöd
från 74 cm till 120 cmVIKT kg. 21,7
MAX. BRUKARVIKT kg. 90

ÖPPEN BAK

Inre omkrets bäcken och bröstkorg stöd
från 74 cm till 120 cmVIKT kg. 22,5
MAX. BRUKARVIKT kg. 90

BRUKARMÅTT:

Brukarlängd (C):
min cm 110
max cm 165

VIKTIGT:

Se till att måtten A och B som anges i figuren överstiger inte det föreslagna intervallet som anges för stöden

Grillo PT Medium - Öppen fram

106638

STD ☐

Bäckenstöd medium

artnr:

103636

STD ☐

Kroppsstöd/bålstöd medium

103640

STD ☐

Sadel ergonomisk medium/large

103652

STD ☐

Plasthandtag S/M/L-par, öppen fram

103588

☐

Huvudstöd justerbar S/M/L, öppen fram

102968

☐

Underarmsstöd M/L, öppen fram

103614

☐

Handledsrem för underarmstöd medium/large

103615

☐

Handtag ergonomiska, S/M/L öppen bak


102974

☐

Svankstöd medium för öppen fram

102793

☐Sits fällbar medium justerbar i höjd, öppen fr: 102779
Kan kombineras med bäckenstöd och svankstöd.

☐	Sadel fällbar medium	103603	
☐	Gåsele ergonomisk, Medium använd tillsammans med bäckenstöd medium	103632	
☐	Bendelare polstrad modell medium	102812	
☐	Bendelare med lårrem, Medium Rörlig och höjdjusterbar	102809	
☐	Ledsagarhandtag	103581	
☐	Vikter medium/large 3,4 kg x2	105605	
☐	Breddreduktionshjul medium 76 till 68cm, large 80-72cm bredd monterat fabrik	103656M	

Extra tillbehör

☐	Handbåge Medium justerbar i höjd och tiltbar	103587	
--------------------------	---	--------	--

Anteckningar

Eurovema


GRILLO

ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •☐ Order☐ Offert


Utprovd av	Märkning	
Tfn/e-mail	Kostnadsställe	Datum




ÖPPEN FRAM

Inre omkrets bäcken och bröstorg stöd
från 81 cm till 140 cmVIKT kg. 28,5
MAX. BRUKARVIKT kg. 110

ÖPPEN BAK

Inre omkrets bäcken och bröstorg stöd
från 81 cm till 140 cmVIKT kg. 29,5
MAX. BRUKARVIKT kg. 110

BRUKARMÅTT:

Brukarlängd (C):
min cm 150
max cm 190VIKTIGT:
Se till att måtten A och B som anges i
figuren överstiger inte det föreslagna
intervallet som anges för stöden

Grillo PT Large - Öppen fram

107201

STD ☐

Bäckenstöd large

103637

STD ☐

Kroppsstöd/bålstöd large

103641

STD ☐

Sadel ergonomisk medium/large

103652

STD ☐

Plasthandtag S/M/L-par, öppen fram

103588

☐

Huvudstöd justerbar S/M/L, öppen fram

102968

☐

Underarmsstöd M/L, öppen fram

103614

☐Handledsrem för underarmstöd
medium/large

103615

☐Handtag ergonomiska, S/M/L
öppen bak

102974

☐

Sadel fällbar large

103604



☐	Gåsele ergonomisk, Large använd tillsammans med bäckenstöd large	103633	
☐	Bendelare polstrad modell large	102815	
☐	Bendelare med lårrem, Large Rörlig och höjddjusterbar	102810	
☐	Ledsagarhandtag	103581	
☐	Vikter medium/large 3,4 kg x2	105605	
☐	Breddreduktionshjul medium 76 till 68cm, large 80-72cm bredd monterat fabrik	103656M	

Extra tillbehör

☐	Handbåge Large justerbar i höjd och tiltbar	103599	
--------------------------	--	--------	--

Anteckningar
