

MONTERINGSANVISNING


2-punktsbälte HiLo SR





Bältet går att montera med sitsen monterad på stolen.

Montera bältet med medföljande skruvar och brickor. Det är möjligt att montera bältet i flera alternativa fästpunkterna beroende på monterade tillbehör



Bältet är justerbart på två ställen.



Eurovema

Eurovema AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se