

Smart & Smart Wide

Smart er en prisvenlig rollator til både indendørs og udendørs brug. Rammekonstruktionen Comfort Frame™ betyder, at rollatoren bevæger sig blødt og smidigt over ujævnheder som f.eks. dørtærskler og tæpper. Takket være sin krydsfunktion kan den nemt klappes sammen og forbliver stående i sammenklappet position.

Sædet og håndtagene kan justeres i højden, så de passer til den enkelte bruger. Wirerne er indbygget i det smarte håndtag, så de ikke kan hænge fast i omgivende genstande. Smart har en patenteret bremsefunktion (VABS), der består af et »smart« linksystem. Både køre- og parkeringsbremsen er ergonomisk designet, let tilgængelig og bidrager til høj sikkerhed.

Smart kan udstyres med forskellige tilbehørsdele for bedst muligt at imødekomme brugerens behov.

Smart Wide

Smart Wide har de samme egenskaber som Smart, men er udstyret med et ekstra bredt sæde, der er 49 cm bredt. Smart Wide er specielt udviklet til personer, der vejer op til 160 kg og er mellem 150 og over 2 meter høje. Rollator Wide fås også i en lav model, der passer til personer fra 140 cm.

MODELL STANDARD

Smart

Vægt	7,8 kg
Max brugervægt	150 kg
Bredde	59 cm
Længde	74 cm
Sædebredde	41 cm
Højde	76-102 cm
Sædehøjde	46-60 cm
Sammenfoldet bredde	27 cm
Hjuldimension	20x3,2 cm

MODELL LÅG

Smart

Vægt	7,5 kg
Max brugervægt	150 kg
Bredde	59 cm
Længde	74 cm
Sædebredde	41 cm
Højde	68-83 cm
Sædehøjde	46-50 cm
Sammenfoldet bredde	27 cm
Hjuldimension	20x3,2 cm

☒ Inde
 ☒ Ude
 ☐ Barn
 ☒ Voksen

”En af
markedets
letteste”



MODELL STANDARD

Smart Wide

Vægt	8,5 kg
Max brugervægt	160 kg
Bredde	65 cm
Længde	74 cm
Sædebredde	48 cm
Højde	76-102 cm
Sædehøjde	46-60 cm
Sammenfoldet bredde	29 cm
Hjuldimension	20x4,2 cm

MODELL LÅG

Smart Wide

Vægt	8,2 kg
Max brugervægt	160 kg
Bredde	59 cm
Længde	74 cm
Sædebredde	41 cm
Højde	68-83 cm
Sædehøjde	46-50 cm
Sammenfoldet bredde	27 cm
Hjuldimension	20x3,2 cm